



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Trauma: Osteosíntesis

ABRIR PORTAFOLIO



PRODUCTOS

IMPLANTES >>


CAJAS DE EMBALAJE >>

INSTRUMENTAL >>

<< IMPLANTES



Placas




Tornillos



Clavos y
Accesorios



Fijación
Externa



Pines



Arandelas

SISTEMAS

2,4 / 2,7 >>>

3,5 Acero >>>

3,5 Titanio >>>

4,5 Acero >>>

Canulado 4,0 >>>

Canulado 7,0 >>>

Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico (Largos) >>>

Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico (Cortos) >>>

Clavo IM Fémur Multilock Reconstrucción TI >>>


Clavo IM Tibia Multilock TI >>>

Clavo Flexible >>>


Set de Pines >>>

Fijación Externa >>>

EXTREMIDAD SUPERIOR




EXTREMIDAD INFERIOR




GANCHO 3,5 Ti ACV




SUPERIOR 3,5 Ti ACB



**SUPERIOR EXTENSIÓN
LATERAL 2,7 Ti AV**




ANTERIOR 3,5 Ti ACV



PLACA CLAVICULA GANCHO 3,5 Ti ACV

VER REFERENCIAS 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 3,0 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
ACV (Combinados con Angulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados Agujero Combinado)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR





ATRAS



PLACAS

PLACA CLAVICULA GANCHO 3,5 Ti ACV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS GANCHO 15 mm	LONG. L (mm)	R/L
P1-1R-2E154	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 15X4	71,7	DER
P1-1R-2E155	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 15X5	86,3	
P1-1R-2E156	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 15X6	100,7	
P1-1R-2E157	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 15X7	114,9	
P1-1L-2E154	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 15X4	71,7	IZQ
P1-1L-2E155	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 15X5	86,3	
P1-1L-2E156	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 15X6	100,7	
P1-1L-2E157	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 15X7	114,9	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS GANCHO 18 mm	LONG. L (mm)	R/L
P1-1R-2E184	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 18X4	71,9	DER
P1-1R-2E185	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 18X5	86,5	
P1-1R-2E186	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 18X6	100,9	
P1-1R-2E187	Placa Clavícula Gancho 3,5 Der Ti ACV 18X7	115,1	
P1-1L-2E184	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 18X4	71,9	IZQ
P1-1L-2E185	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 18X5	86,5	
P1-1L-2E186	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 18X6	100,9	
P1-1L-2E187	Placa Clavícula Gancho 3,5 Izq Ti ACV 18X7	115,1	


ATRAS



PLACA CLAVICULA SUPERIOR 3,5 Ti ACB



VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 3,0 mm


Agujeros

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados Agujero Combinado)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 3,5 TITANIO](#)
[SISTEMA DE PLACA CLAVICULA](#)

ATRAS



PLACAS

PLACA CLAVICULA SUPERIOR 3,5 Ti ACB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P1-6R-2C6	Placa Clavícula Superior 3,5 Der Ti ACB X 6	98,2	DER
P1-6R-2C7	Placa Clavícula Superior 3,5 Der Ti ACB X 7	112,2	
P1-6R-2C8	Placa Clavícula Superior 3,5 Der Ti ACB X 8	125,5	
P1-6L-2C6	Placa Clavícula Superior 3,5 Izq Ti ACB X 6	98,2	IZQ
P1-6L-2C7	Placa Clavícula Superior 3,5 Izq Ti ACB X 7	112.2	
P1-6L-2C8	Placa Clavícula Superior 3,5 Izq Ti ACB X 8	125,5	



PLACA CLAVICULA SUPERIOR EXTENSIÓN LATERAL 2,7 Ti AV

VER REFERENCIAS 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 3,0 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados Agujero Combinado)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 2,4/2,7 mm Ti AR



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:


[SISTEMA 3,5 TITANIO](#)
[SISTEMA DE PLACA CLAVICULA](#)

ATRAS



PLACAS


PLACA CLAVICULA SUPERIOR EXTENSIÓN LATERAL 2,7



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P1-8R-2V3	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV X 3	70	DER
P1-8R-2V4	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV X 4	84	
P1-8R-2V5	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV X 5	98	
P1-8R-2V6	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV X 6	112	
P1-8R-2V7	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV X 7	126	
P1-8R-2V8	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV X 8	139	
P1-8L-2V3	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV X 3	70	IZQ
P1-8L-2V4	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV X 4	84	
P1-8L-2V5	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV X 5	98	
P1-8L-2V6	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV X 6	112	
P1-8L-2V7	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV X 7	126	
P1-8L-2V8	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV X 8	139	

PLACA CLAVICULA ANTERIOR 3,5 Ti ACV

[VER REFERENCIAS](#) 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 5,0 mm

Bajos Contactos
en La Rama


Agujeros

Agujeros de Cabeza:
ACV (Combinados con Angulo Variable)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR





[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)


PLACA CLAVICULA ANTERIOR 3,5 Ti ACV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P1-9R-2E6	Placa Clavícula Anterior 3,5 Der Ti ACV X 6	97	DER
P1-9R-2E7	Placa Clavícula Anterior 3,5 Der Ti ACV X 7	111	
P1-9R-2E8	Placa Clavícula Anterior 3,5 Der Ti ACV X 8	121	
P1-9R-2E9	Placa Clavícula Anterior 3,5 Der Ti ACV X 9	135	
P1-9R-2E10	Placa Clavícula Anterior 3,5 Der Ti ACV X 10	149	
P1-9L-2E6	Placa Clavícula Anterior 3,5 Izq Ti ACV X 6	97	IZQ
P1-9L-2E7	Placa Clavícula Anterior 3,5 Izq Ti ACV X 7	111	
P1-9L-2E8	Placa Clavícula Anterior 3,5 Izq Ti ACV X 8	121	
P1-9L-2E9	Placa Clavícula Anterior 3,5 Izq Ti ACV X 9	135	
P1-9L-2E10	Placa Clavícula Anterior 3,5 Izq Ti ACV X 10	149	




PROXIMAL 3,5 Ti ACB




DISTAL MEDIAL 2,7 Ti AV



DISTAL POSTEROLATERAL
2,7 Ti AV



DISTAL LATERAL 2,7 Ti AV



PLACA HUMERO PROXIMAL 3,5 Ti ACB

VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 3,0 mm


Agujeros

Agujeros de Cabeza:
B (Bloqueados orificio redondo)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos



[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR



ATRÁS




PLACAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P2-1U-2C2	Placa Húmero Proximal 3,5 Ti ACB X 2	84,2
P2-1U-2C3	Placa Húmero Proximal 3,5 Ti ACB X 3	102,2
P2-1U-2C5	Placa Húmero Proximal 3,5 Ti ACB X 5	138,3
P2-1U-2C7	Placa Húmero Proximal 3,5 Ti ACB X 7	174,3
P2-1U-2C9	Placa Húmero Proximal 3,5 Ti ACB X 9	210,3

PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL 2,7 Ti ACB

VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 4,8 mm

Bajos Contactos
en La Rama


Agujeros

Agujeros de Cabeza:

AV (Ángulo Variable)
R (Agujero Redondo)


Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:


[SISTEMA 3,5 TITANIO](#)
[SISTEMA DE PLACAS HUMERO DISTAL](#)

ATRAS



PLACAS

PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL 2,7 ACB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P2-4R-2V2	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV X 2	83	DER
P2-4R-2V4	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV X 4	109	
P2-4R-2V6	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV X 6	134,7	
P2-4R-2V8	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV X 8	161	
P2-4L-2V10	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV X 10	187	
P2-4L-2V2	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV X 2	83	IZQ
P2-4L-2V4	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV X 4	109	
P2-4L-2V6	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV X 6	134,7	
P2-4L-2V8	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV X 8	161	
P2-4L-2V10	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV X 10	187	




PLACA HUMERO DISTAL POSTEROLATERAL 2,7 Ti AV



[VER REFERENCIAS](#)



Material: Ti-6AL-4AV
Espesor: 3,0 mm




Bajos Contactos
en La Rama

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:


[SISTEMA 3,5 TITANIO](#)
[SISTEMA DE PLACAS HUMERO DISTAL](#)

[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)

PLACA HUMERO DISTAL POSTEROLATERAL 2,7 AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P2-8R-2V4	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV X 4	88,9	DER
P2-8R-2V7	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV X 7	127,9	
P2-8R-2V9	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV X 9	153,9	
P2-8R-2V11	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV X 11	179,9	
P2-8R-2V13	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV X 13	205,9	
P2-4R-2V15	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV X 15	231,9	
P2-8L-2V4	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV X 4	88,9	IZQ
P2-8L-2V7	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV X 7	127,9	
P2-8L-2V9	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV X 9	153,9	
P2-8L-2V11	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV X 11	179,9	
P2-8L-2V13	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV X 13	205,9	
P2-4L-2V15	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV X 15	231,9	




PLACA HUMERO DISTAL LATERAL 2,7 Ti AV

[VER REFERENCIAS](#) 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 3,0 mm




Bajos Contactos
en La Rama

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:


[SISTEMA 3,5 TITANIO](#)
[SISTEMA DE PLACAS HUMERO DISTAL](#)

[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)

PLACA HUMERO DISTAL LATERAL 2,7 AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P2-10R-2V3	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV X 3	93,4	DER
P2-10R-2V5	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV X 5	119,4	
P2-10R-2V7	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV X 7	145,4	
P2-10R-2V9	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV X 9	171,4	
P2-10R-2V11	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV X 11	197,4	
P2-10L-2V3	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV X 3	93,4	IZQ
P2-10L-2V5	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV X 5	119,4	
P2-10L-2V7	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV X 7	145,4	
P2-10L-2V9	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV X 9	171,4	
P2-10L-2V11	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV X 11	197,4	



OLÉCRANON Ti AV

GANCHO DISTAL 2,7 Ti AV



PLACAS




[VER REFERENCIAS](#) 

Agujeros



Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado](#) 2,4/2,7 mm Ti AR



Material: Ti-6AL-4AV
Espesor: 3,0 mm



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 3,5 TITANIO](#)
[PLACA CUBITO OLECRANON Ti AV](#)

[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P3-1R-2V3	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 3	94,4	DER
P3-1R-2V5	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 5	121,8	
P3-1R-2V7	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 7	149,1	
P3-1R-2V9	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 9	176,5	
P3-1L-2V3	Placa Cubito Olecranon Izq Ti AV x 3	94,4	IZQ
P3-1L-2V5	Placa Cubito Olecranon Izq Ti AV x 5	121,8	
P3-1L-2V7	Placa Cubito Olecranon Izq Ti AV x 7	149,1	
P3-1L-2V9	Placa Cubito Olecranon Izq Ti AV x 9	176,5	

DISTAL EXTRARTICULAR VOLAR
Ti AV



DISTAL YUXTARTICULAR VOLAR
Ti B



DISTAL VOLAR II COLUMNA Ti
AV




DISTAL DORSAL RECTA Ti AV




DISTAL DORSAL EN L Ti AV




DISTAL EN T META-DIAFISIARIA
Ti AV



CABEZA PROXIMAL Ti B




CUELLO PROXIMAL Ti AV



PLACA RADIO DISTAL EXTRARTICULAR VOLAR Ti AV

[VER REFERENCIAS](#) 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 2,0 mm

Bajos Contactos
en La Rama

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[SISTEMA DE PLACAS RADIO DISTAL Ti](#)

ATRÁS



PLACAS

PLACA RADIO DISTAL EXTRARTICULAR VOLAR Ti AV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 3	LONG. L (mm)	R/L
P4-1R-2V33	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 3x3	50,8	DER
P4-1R-2V35	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 3x5	68,8	
P4-1L-2V33	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 3x3	50,8	IZQ
P4-1L-2V35	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 3x5	68,8	


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 4	LONG. L (mm)	R/L
P4-1R-2V43	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 4x3	51,4	DER
P4-1R-2V45	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 4x5	69,4	
P4-1L-2V43	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 4x3	51,4	IZQ
P4-1L-2V45	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 4x5	69,4	

ATRÁS



PLACA RADIO DISTAL YUXTARTICULAR VOLAR TI B

VER REFERENCIAS 




Agujeros

Agujeros de Cabeza:
B (Bloqueados orificio redondo)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)





ATRÁS



PLACAS

PLACA RADIO DISTAL YUXTARTICULAR VOLAR TI B




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P4-2R-2B53	Placa Radio Distal Yuxtarticular Volar 2,7 Der Ti B 5x3	42,9	DER
P4-2R-2B55	Placa Radio Distal Yuxtarticular Volar 2,7 Der Ti B 5x5	61,4	
P4-2L-2B53	Placa Radio Distal Yuxtarticular Volar 2,7 Izq Ti B 5x3	42,9	IZQ
P4-2L-2B55	Placa Radio Distal Yuxtarticular Volar 2,7 Izq Ti B 5x5	61,4	



PLACA RADIO DISTAL VOLAR II COLUMNA Ti AV

[VER REFERENCIAS](#) 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[SISTEMA DE PLACAS RADIO DISTAL Ti](#)

[ATRÁS](#)




[PLACAS](#)

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)




Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



PLACA RADIO DISTAL VOLAR II COLUMNA Ti AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS ANCHO CABEZA 25,5	LONG. L (mm)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS ANCHO CABEZA 22,5	LONG. L (mm)	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS ANCHO CABEZA 19,6	LONG. L (mm)	R/L
P4-4R-2V252	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x2	48	P4-4R-2V222	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x2	47	P4-4R-2V192	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x2	45	DER
P4-4R-2V253	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x3	57	P4-4R-2V223	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x3	56	P4-4R-2V193	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x3	54	
P4-4R-2V254	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x4	69	P4-4R-2V224	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x4	68	P4-4R-2V194	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x4	66	
P4-4R-2V255	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x5	78	P4-4R-2V225	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x5	77	P4-4R-2V195	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x5	75	
P4-4R-2V256	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x6	87	P4-4R-2V226	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x6	86	P4-4R-2V196	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x6	84	
P4-4L-2V252	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x2	48	P4-4L-2V222	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x2	47	P4-4L-2V192	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x2	45	IZQ
P4-4L-2V253	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x3	57	P4-4L-2V223	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x3	56	P4-4L-2V193	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x3	54	
P4-4L-2V254	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x4	69	P4-4L-2V224	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x4	68	P4-4L-2V194	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x4	66	
P4-4L-2V255	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x5	78	P4-4L-2V225	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x5	77	P4-4L-2V195	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x5	75	
P4-4L-2V256	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x6	87	P4-4L-2V226	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x6	86	P4-4L-2V196	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x6	84	

ATRAS



PLACA RADIO DISTAL DORSAL RECTA Ti AV

[VER REFERENCIAS](#) 




Material: Ti-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm

Bajos Contactos
en La Rama

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[SISTEMA DE PLACAS RADIO DISTAL Ti](#)

ATRAS



PLACAS

PLACA RADIO DISTAL DORSAL RECTA Ti AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P4-7U-2V5	Placa Radio Distal Dorsal Recta 2,7 Ti AV x 5	46,8
P4-7U-2V6	Placa Radio Distal Dorsal Recta 2,7 Ti AV x 6	57

PLACA RADIO DISTAL DORSAL EN L Ti AV



[VER REFERENCIAS](#)



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[SISTEMA DE PLACAS RADIO DISTAL TI](#)

Bajos Contactos
en La Rama

[ATRAS](#)




[PLACAS](#)

Agujeros

Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)


Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Ángulo
Variable





Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



PLACA RADIO DISTAL DORSAL EN L Ti AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P4-8R-2V23	Placa Radio Distal Dorsal En L 2,7 Der Ti AV 2x3	43,5	DER
P4-8R-2V24	Placa Radio Distal Dorsal En L 2,7 Der Ti AV 2x4	54	
P4-8L-2V23	Placa Radio Distal Dorsal En L 2,7 Izq Ti AV 2x3	43,5	IZQ
P4-8L-2V24	Placa Radio Distal Dorsal En L 2,7 Izq Ti AV 2x4	54	



PLACA RADIO DISTAL EN T META- DIAFISIARIA Ti AV

[VER REFERENCIAS](#) 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[SISTEMA DE PLACAS RADIO DISTAL TI](#)

[ATRÁS](#)




[PLACAS](#)

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)





Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)




PLACA RADIO DISTAL EN T META-DIAFISIARIA Ti AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P4-11U-2V48	Placa Radio Distal en T Meta-Diafisiaria 2,7 Ti AV 4x8	99,3
P4-11U-2V410	Placa Radio Distal en T Meta-Diafisiaria 2,7 Ti AV 4x10	119,3
P4-11U-2V412	Placa Radio Distal en T Meta-Diafisiaria 2,7 Ti AV 4x12	139,3

PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL Ti B

VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 2,0 mm




Agujeros

Agujeros de Cabeza:
B (Bloqueados orificio redondo)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:


[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL Ti B](#)

ATRAS




PLACAS

PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL Ti B



IZQUIERDA



DERECHA




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P4-14R-2B2	Placa Radio Cabeza Proximal Der Ti B x 2	37,7	DER
P4-14R-2B4	Placa Radio Cabeza Proximal Der Ti B x 4	56,7	
P4-14L-2B2	Placa Radio Cabeza Proximal Izq Ti B x 2	37,7	IZQ
P4-14L-2B4	Placa Radio Cabeza Proximal Izq Ti B x 4	56,7	



PLACA RADIO CUELLO PROXIMAL Ti AV

[VER REFERENCIAS](#) 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL Ti B](#)

Bajos Contactos
en La Rama

ATRAS




PLACAS

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)





Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR](#)



PLACA RADIO CUELLO PROXIMAL Ti AV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P4-15U-2V2	Placa Radio Cuello Proximal Ti AV x 2	36,8
P4-15U-2V3	Placa Radio Cuello Proximal Ti AV x 3	46,3
P4-15U-2V4	Placa Radio Cuello Proximal Ti AV x 4	55,8

RECTA 1,5 Ti CH




EN T 1,5 Ti CH




EN Y 1,5 Ti CH




EN T CONDILAR 1,5 Ti CH



REJILLA OBLICUA 1,5 Ti CH




REJILLA 1,5 Ti CH





PLACA MANO RECTA 1,5 Ti CH

[VER REFERENCIAS](#) 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 0,8 mm




Agujeros

Agujeros de la Placa:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos


Tornillo Cortical 1,5 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 1,5 mm Ti AR



[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-5U-2H4	Placa Mano Recta 1,5 Ti CH x 4	19,3
P5-5U-2H6	Placa Mano Recta 1,5 Ti CH x 6	29,3
P5-5U-2H8	Placa Mano Recta 1,5 Ti CH x 8	39,3
P5-5U-2H10	Placa Mano Recta 1,5 Ti CH x 10	49,3
P5-5U-2H12	Placa Mano Recta 1,5 Ti CH x 12	59,3

PLACA MANO EN T 1,5 Ti CH

[VER REFERENCIAS](#) 



Agujeros

Agujeros de la Placa:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos

Tornillo Cortical 1,5 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 1,5 mm Ti AR





Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 0,8 mm

[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-6U-2H34	Placa Mano en T 1,5 Ti CH 3 x 4	24,4
P5-6U-2H36	Placa Mano en T 1,5 Ti CH 3 x 6	34,4
P5-6U-2H38	Placa Mano en T 1,5 Ti CH 3 x 8	44,4

PLACA MANO EN Y 1,5 Ti CH

[VER REFERENCIAS](#) 


Agujeros

Agujeros de la Placa:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos

Tornillo Cortical 1,5 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 1,5 mm Ti AR





Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 0,8 mm

[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)


PLACA MANO EN Y 1,5 Ti CH



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-7U-2H34	Placa Mano en Y 1,5 Ti CH 3 x 4	25,9
P5-7U-2H36	Placa Mano en Y 1,5 Ti CH 3 x 6	35,9
P5-7U-2H38	Placa Mano en Y 1,5 Ti CH 3 x 8	45,9

PLACA MANO EN T CONDILAR 1,5 Ti CH

[VER REFERENCIAS](#) 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 0,8 mm


Agujeros

Agujeros de la Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)


Agujeros de la Rama:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)



Tornillos

Tornillo Cortical 1,5 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 1,5 mm Ti AR





[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)


PLACA MANO EN T CONDILAR 1,5 Ti CH



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-8U-2H24	Placa Mano en T Condilar 1,5 Ti CH 2 x 4	27,2
P5-8U-2H26	Placa Mano en T Condilar 1,5 Ti CH 2 x 6	37,2
P5-8U-2H28	Placa Mano en T Condilar 1,5 Ti CH 2 x 8	47,2

PLACA MANO REJILLA OBLICUA 1,5 Ti CH

[VER REFERENCIAS](#) 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 0,8 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos

Tornillo Cortical 1,5 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 1,5 mm Ti AR





[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)

PLACA MANO REJILLA OBLICUA 1,5 Ti CH




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-9R-2H8	Placa Mano Rejilla Oblicua 1,5 Der Ti CH x 8	19,7
P5-9L-2H8	Placa Mano Rejilla Oblicua 1,5 Izq Ti CH x 8	19,7

ATRÁS



PLACA MANO REJILLA 1,5 Ti CH

[VER REFERENCIAS](#) 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 0,8 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos



Tornillo Cortical 1,5 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 1,5 mm Ti AR



[ATRÁS](#)




[PLACAS](#)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-10U-2H4	Placa Mano Rejilla 1,5 Ti CH x 4	10,3
P5-10U-2H6	Placa Mano Rejilla 1,5 Ti CH x 6	16,8
P5-10U-2H8	Placa Mano Rejilla 1,5 Ti CH x 8	23,3
P5-10U-2H10	Placa Mano Rejilla 1,5 Ti CH x 10	29,8
P5-10U-2H12	Placa Mano Rejilla 1,5 Ti CH x 12	36,3

RECTA 2,0 Ti ACB



EN T 2,0 Ti CH




EN Y 2,0 Ti CH




EN T CONDILAR 2,0 Ti CH



EN T CONDILAR CORRECCION
DE ROTACION 2,0 Ti CH



REJILLA OBLICUA 2,0 Ti
CH




REJILLA 2,0 Ti CH



RECTA DE ADAPTACIÓN 2,0
Ti ACB




RECTA DE ADAPTACIÓN 2,0
Ti CH



PLACA MANO RECTA 2,0 TI ACB

VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm


Agujeros

Agujeros de la Placa:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos



Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR



ATRAS



PLACAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-12U-2C4	Placa Mano Recta 2,0 Ti ACB x 4	29,4
P5-12U-2C6	Placa Mano Recta 2,0 Ti ACB x 6	43,4
P5-12U-2C8	Placa Mano Recta 2,0 Ti ACB x 8	57,4
P5-12U-2C10	Placa Mano Recta 2,0 Ti ACB x 10	71,4

[VER REFERENCIAS](#) 


Agujeros

Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)


Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm


[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 2	LONG. L (mm)
P5-13U-2H24	Placa Mano En T 2,0 Ti CH 2 x 4	33,8
P5-13U-2H26	Placa Mano En T 2,0 Ti CH 2 x 6	47,8
P5-13U-2H28	Placa Mano En T 2,0 Ti CH 2 x 8	61,8



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 3	LONG. L (mm)
P5-13U-2H34	Placa Mano En T 2,0 Ti CH 3 x 4	33,9
P5-13U-2H36	Placa Mano En T 2,0 Ti CH 3 x 6	47,9
P5-13U-2H38	Placa Mano En T 2,0 Ti CH 3 x 8	61,9



VER REFERENCIAS 

Agujeros


Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:


ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Ángulo
Variable



Tornillos

Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR





Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm

ATRÁS



PLACAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 3	LONG. L (mm)
P5-14U-2H34	Placa Mano En Y 2,0 Ti CH 3 x 4	36,2
P5-14U-2H36	Placa Mano En Y 2,0 Ti CH 3 x 6	50,2
P5-14U-2H38	Placa Mano En Y 2,0 Ti CH 3 x 8	64,9



PLACA MANO EN T CONDILAR 2,0 Ti CH

VER REFERENCIAS 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm

Agujeros

Agujeros de Cabeza:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)


Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Ángulo
Variable



Tornillos

Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR





ATRÁS



PLACAS


PLACA MANO EN T CONDILAR 2,0 Ti CH



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 3	LONG. L (mm)
P5-15U-2H24	Placa Mano En T Condilar 2,0 Ti CH 2 x 4	33,6
P5-15U-2H26	Placa Mano En T Condilar 2,0 Ti CH 2 x 6	47,6
P5-15U-2H28	Placa Mano En T Condilar 2,0 Ti CH 2 x 8	61,6

PLACA MANO EN T CONDILAR CORRECCIÓN DE ROTACIÓN 2,0 Ti CH

VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:


O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Ángulo
Variable



Tornillos

Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR





ATRÁS



PLACAS


PLACA MANO EN T CONDILAR CORRECCIÓN DE ROTACIÓN 2,0 Ti CH



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-16U-2H24	Placa Mano En T Condilar Corrección de Rotación 2,0 Ti CH 2 x 4	32,7
P5-16U-2H26	Placa Mano En T Condilar Corrección de Rotación 2,0 Ti CH 2 x 6	46,7
P5-16U-2H28	Placa Mano En T Condilar Corrección de Rotación 2,0 Ti CH 2 x 8	60,7

PLACA MANO REJILLA OBLICUA 2,0 Ti CH


[VER REFERENCIAS](#) 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm


Agujeros

Agujeros de Cabeza:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos

Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR





[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)

PLACA MANO REJILLA OBLICUA 2,0 Ti CH




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-17R-2H8	Placa Mano Rejilla Oblicua 2,0 Der Ti CH x 8	25,17
P5-17L-2H8	Placa Mano Rejilla Oblicua 2,0 Izq Ti CH x 8	25,17

ATRÁS



VER REFERENCIAS 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos



Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR



ATRÁS




PLACAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-18U-2H4	Placa Mano Rejilla 2,9 Ti CH x 4	13,3
P5-18U-2H6	Placa Mano Rejilla 2,9 Ti CH x 6	21,3
P5-18U-2H8	Placa Mano Rejilla 2,9 Ti CH x 8	29,3
P5-18U-2H10	Placa Mano Rejilla 2,9 Ti CH x 10	37,3

PLACA MANO RECTA DE ADAPTACIÓN 2,0 Ti ACB

VER REFERENCIAS 



Material: Ti-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm


Agujeros

Agujeros de la Placa:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR





ATRÁS



PLACAS


PLACA MANO RECTA DE ADAPTACIÓN 2,0 Ti ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-19U-2C4	Placa Mano Recta de Adaptación 2,0 Ti ACB x 4	29
P5-19U-2C6	Placa Mano Recta de Adaptación 2,0 Ti ACB x 6	43
P5-19U-2C8	Placa Mano Recta de Adaptación 2,0 Ti ACB x 8	57

PLACA MANO RECTA DE ADAPTACIÓN 2,0 Ti CH


VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,0 mm


Agujeros

Agujeros de Cabeza:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos

Tornillo Cortical 2,0 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,0 mm Ti AR





ATRÁS



PLACAS

**PLACA MANO RECTA DE
ADAPTACIÓN 2,0 Ti CH**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P5-19U-2H4	Placa Mano Recta de Adaptación 2,0 Ti CH x 4	23,5
P5-19U-2H6	Placa Mano Recta de Adaptación 2,0 Ti CH x 6	35,5
P5-19U-2H8	Placa Mano Recta de Adaptación 2,0 Ti CH x 8	47,5
P5-19U-2H10	Placa Mano Recta de Adaptación 2,0 Ti CH x 10	59,5

RECTA 2,7 Ti ACB




EN T 2,7 Ti CH



EN Y 2,7 Ti CH




EN T CONDILAR 2,7 Ti CH



RECTA DE ADAPTACIÓN 2,7 Ti
ACB




RECTA DE ADAPTACIÓN 2,7 Ti
CH



PLACA MANO - PIE RECTA 2,7 Ti ACB

VER REFERENCIAS 



Material: Ti-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm

Agujeros

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 2,4 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR





ATRÁS




PLACAS

PLACA MANO - PIE RECTA 2,7 Ti ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P50-13U-2C4	Placa Mano Pie Recta 2,7 Ti ACB x 4	36,3
P50-13U-2C6	Placa Mano Pie Recta 2,7 Ti ACB x 6	53,4
P50-13U-2C8	Placa Mano Pie Recta 2,7 Ti ACB x 8	70,6
P50-13U-2C10	Placa Mano Pie Recta 2,7 Ti ACB x 10	87,7

[VER REFERENCIAS](#) 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos


Tornillo Cortical 2,4 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR




[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 2	LONG. L (mm)
P50-17U-2H22	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 2 x 2	24,9
P50-17U-2H24	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 2 x 4	42
P50-17U-2H26	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 2 x 6	59,2
P50-17U-2H28	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 2 x 8	76,3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 3	LONG. L (mm)
P50-17U-2H32	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 3 x 2	23,7
P50-17U-2H34	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 3 x 4	40,9
P50-17U-2H36	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 3 x 6	58
P50-17U-2H38	Placa Mano Pie En T 2,7 Ti CH 3 x 8	75,1

VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm

Agujeros


Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)


Ángulo
Variable



Tornillos

Tornillo Cortical 2,4 mm Ti AR



Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR



ATRÁS




PLACAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS x 3	LONG. L (mm)
P50-21U-2H32	Placa Mano Pie En Y 2,7 Ti CH 3 x 2	25,9
P50-21U-2H34	Placa Mano Pie En Y 2,7 Ti CH 3 x 4	43,1
P50-21U-2H36	Placa Mano Pie En Y 2,7 Ti CH 3 x 6	60,2
P50-21U-2H38	Placa Mano Pie En Y 2,7 Ti CH 3 x 8	77,3

PLACA MANO - PIE EN T CONDILAR 2,7 Ti CH

[VER REFERENCIAS](#) 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm




Agujeros

Agujeros de Cabeza:

CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)


Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

Tornillo Cortical 2,4 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR





[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)


PLACA MANO - PIE EN T CONDILAR 2,7 Ti CH




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P50-22U-2H24	Placa Mano Pie En T Condilar 2,7 Ti CH 2 x 4	42,3
P50-22U-2H26	Placa Mano Pie En T Condilar 2,7 Ti CH 2 x 6	59,4
P50-22U-2H28	Placa Mano Pie En T Condilar 2,7 Ti CH 2 x 8	76,5

PLACA MANO - PIE RECTA DE ADAPTACIÓN 2,7 Ti ACB

VER REFERENCIAS 



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm




Agujeros

Agujeros de la Placa:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR





ATRÁS



PLACAS


PLACA MANO - PIE RECTA DE ADAPTACIÓN 2,7 Ti ACB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P50-25U-2C4	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti ACB x 4	35,1
P50-25U-2C6	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti ACB x 6	52,2
P50-25U-2C8	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti ACB x 8	69,4
P50-25U-2C10	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti ACB x 10	86,5

PLACA MANO RECTA DE ADAPTACIÓN 2,7 Ti CH

VER REFERENCIAS 




Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 1,6 mm




Agujeros

Agujeros de Cabeza:
CH (Agujero Coaxial Ángulo Variable)



Tornillos

Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR





ATRÁS




PLACAS

PLACA MANO RECTA DE ADAPTACIÓN 2,7 Ti CH



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P50-25U-2H4	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti CH x 4	29
P50-25U-2H6	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti CH x 6	43,6
P50-25U-2H8	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti CH x 8	58,2
P50-25U-2H10	Placa Mano Pie Recta de Adaptación 2,7 Ti CH x 10	72,8

LATERAL DISTAL CONDILAR SS AV




PLACA FEMUR LATERAL DISTAL CONDILAR SS AV

VER REFERENCIAS 

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR
Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR



Material: AISI 316L
Espesor: 5,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:


SISTEMA 4,5 ACERO
PLACA FEMUR LATERAL DISTAL CONDILAR SS AV

ATRAS



PLACAS

PLACA FEMUR LATERAL DISTAL CONDILAR SS AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P25-1R-1V5	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV X 5	154,4	DER
P25-1R-1V7	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV X 7	194,4	
P25-1R-1V9	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV X 9	234,4	
P25-1R-1V11	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV X 11	274,4	
P25-1R-1V13	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV X 13	314,4	
P25-1R-1V15	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV X 15	354,2	IZQ
P25-1L-1V5	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV X 5	154,4	
P25-1L-1V7	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV X 7	194,4	
P25-1L-1V9	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV X 9	234,4	
P25-1L-1V11	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV X 11	274,4	
P25-1L-1V13	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV X 13	314,4	
P25-1L-1V15	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV X 15	354,2	


ATRÁS



PROXIMAL MEDIAL 3,5 SS
ACB



PROXIMAL LATERAL 3,5 SS
ACB




PROXIMAL LATERAL 4,5 SS
ACB




PROXIMAL POSTERIOR
MEDIAL 3,5 SS ACB




DISTAL MEDIAL SIN
LENGÜETA 3,5 SS AV




DISTAL ANTEROLATERAL 3,5
SS AV




PROXIMAL LATERAL 3,5 - 4,5
SS AV



SOSTEN EN T RECTA SS ACB



SOSTEN EN L SS ACB



PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 SS ACB

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA TIBIA PROXIMAL \(MEDIAL - LATERAL\) 3,5 SS ACB](#)

Agujeros

Agujeros de Cabeza:


B (Bloqueados orificio redondo)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 3,5 mm Ti AR](#)




ATRÁS



PLACAS

PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 SS ACB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P26-4R-1C34	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Der SS ACB 3 x 4	112,7	DER
P26-4R-1C36	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Der SS ACB 3 x 6	142,7	
P26-4R-1C38	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Der SS ACB 3 x 8	172,7	
P26-4L-1C34	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Izq SS ACB 3 x 4	112,7	IZQ
P26-4L-1C36	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Izq SS ACB 3 x 6	142,7	
P26-4L-1C38	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Izq SS ACB 3 x 8	172,7	



PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 3,5 SS ACB

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA TIBIA PROXIMAL \(MEDIAL - LATERAL\) 3,5 SS ACB](#)

Agujeros

Agujeros de Cabeza:


B (Bloqueados orificio redondo)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 3,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 3,5 mm Ti AR](#)





ATRÁS



PLACAS

PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 3,5 SS ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P26-6R-1C44	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Der SS ACB 4 x 4	107,6	DER
P26-6R-1C46	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Der SS ACB 4 x 6	137,6	
P26-6R-1C48	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Der SS ACB 4 x 8	167,6	
P26-6L-1C44	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Izq SS ACB 4 x 4	107,6	IZQ
P26-6L-1C46	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Izq SS ACB 4 x 6	137,6	
P26-6L-1C48	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Izq SS ACB 4 x 8	167,6	



PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 4,5 SS ACB

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 3,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 4,5 ACERO](#)
[PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 4,5 SS ACB](#)

Agujeros

Agujeros de Cabeza:


B (Bloqueados orificio redondo)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 4,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 5,0 mm Ti AR](#)





ATRÁS



PLACAS

PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 4,5 SS ACB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P26-7R-1C34	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 4	118,3	DER
P26-7R-1C36	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 6	150,3	
P26-7R-1C38	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 8	182,3	
P26-7R-1C39	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 9	198,3	
P26-7L-1C34	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 4	118,3	IZQ
P26-7L-1C36	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 6	150,3	
P26-7L-1C38	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 8	182,3	
P26-7L-1C39	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 9	198,3	



PLACA TIBIA PROXIMAL POSTERIOR MEDIAL 3,5 SS ACB



VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 2,0 mm

Agujeros

Agujeros de Cabeza:

B (Bloqueados orificio redondo)

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)


Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 3,5 mm Ti AR

[Tornillo Bloqueado 3,5 mm Ti AR](#)





ATRÁS



PLACAS


PLACA TIBIA PROXIMAL POSTERIOR MEDIAL 3,5 SS ACB




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P26-9U-1C3	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 3	85
P26-9U-1C4	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 4	98
P26-9U-1C5	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 5	111
P26-9U-1C6	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 6	124
P26-9U-1C7	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 7	137
P26-9U-1C8	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 8	150

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL SIN LENGÜETA 3,5 SS AV

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 3,0 mm



Bajos Contactos
en La Rama

Agujeros


Agujeros de Cabeza:

AV (Ángulo Variable)

B (Bloqueados orificio redondo)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)




Ángulo
Variable

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm SS AR

[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm SS AR



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 3,5 ACERO](#)



[PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL SIN LENGÜETA 3,5 SS AV](#)

ATRÁS



PLACAS

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL SIN LENGÜETA 3,5 SS AV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P26-12R-1V5	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV X 5	122,8	DER
P26-12R-1V8	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV X 8	167,8	
P26-12R-1V11	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV X 11	212,8	
P26-12R-1V13	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV X 13	242,8	
P26-12L-1V5	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV X 5	122,8	IZQ
P26-12L-1V8	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV X 8	167,8	
P26-12L-1V11	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV X 11	212,8	
P26-12L-1V13	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV X 13	242,8	



PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL 3,5 SS AV

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 3,0 mm


ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL 3,5 SS AV](#)

Agujeros


Agujeros de Cabeza:
AV (Ángulo Variable)

Agujeros de Rama:
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)



Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm SS AR
[Tornillo Bloqueado](#) 3,5 mm SS AR





ATRÁS



PLACAS

PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL 3,5 SS AV




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P26-17R-1V5	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV X 5	128,9	DER
P26-17R-1V8	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV X 8	173,9	
P26-17R-1V11	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV X 11	218,9	
P26-17R-1V13	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV X 13	248,9	
P26-17L-1V5	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV X 5	128,9	IZQ
P26-17L-1V8	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV X 8	173,9	
P26-17L-1V11	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV X 11	218,9	
P26-17L-1V13	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV X 13	248,9	




PLACA TIBIA SOSTEN EN T RECTA SS ACB

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 2,0 mm



Agujeros

Agujeros de Cabeza:


B (Bloqueados orificio redondo)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 4,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 5,0 mm Ti AR](#)



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 4,5 ACERO](#)
[SISTEMA DE PLACAS SOSTEN SS ACB](#)

ATRÁS



PLACAS

PLACA TIBIA SOSTEN EN T RECTA SS ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-14U-1C24	Placa Sosten en T Recta SS ACB 2 x 4	87,5
P0-14U-1C26	Placa Sosten en T Recta SS ACB 2 x 6	119,5
P0-14U-1C28	Placa Sosten en T Recta SS ACB 2 x 8	151,5
P0-14U-1C210	Placa Sosten en T Recta SS ACB 2 x 10	183,5



VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 4,5 ACERO](#)
[SISTEMA DE PLACAS SOSTEN SS ACB](#)

Agujeros

Agujeros de Cabeza:


B (Bloqueados orificio redondo)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)
ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos



Tornillo Cortical 4,5 mm Ti AR
[Tornillo Bloqueado 5,0 mm Ti AR](#)



ATRÁS




PLACAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)	R/L
P0-15R-1C24	Placa Sosten en L Der SS ACB 2 x 4	86,1	DER
P0-15R-1C26	Placa Sosten en L Der SS ACB 2 x 6	118,1	
P0-15R-1C28	Placa Sosten en L Der SS ACB 2 x 8	150,1	
P0-15R-1C210	Placa Sosten en L Der SS ACB 2 x 10	182,1	
P0-15L-1C24	Placa Sosten en L Izq SS ACB 2 x 4	86,1	IZQ
P0-15L-1C26	Placa Sosten en L Izq SS ACB 2 x 6	118,1	
P0-15L-1C28	Placa Sosten en L Izq SS ACB 2 x 8	150,1	
P0-15L-1C210	Placa Sosten en L Izq SS ACB 2 x 10	182,1	

DISTAL LATERAL SS ACB



PLACA FIBULA DISTAL LATERAL SS ACB

VER REFERENCIAS 

Agujeros

Agujeros de Cabeza:


B (Bloqueados orificio redondo)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)
O (Agujero Oblongo para Reconstrucción)

Tornillos

Tornillos Bloqueado 2,4/2,7 mm SS AR
Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR
[Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR](#)
Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS AR



Material: AISI 316L
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA FIBULA DISTAL LATERAL SS ACB](#)

ATRÁS



PLACAS

PLACA FIBULA DISTAL LATERAL SS ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P27-2U-1C2	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 2	83,1
P27-2U-1C3	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 3	99,1
P27-2U-1C4	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 4	115,1
P27-2U-1C5	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 5	131,1
P27-2U-1C6	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 6	147,1
P27-2U-1C7	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 7	163,1
P27-2U-1C8	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 8	179,1


1/3 DE CAÑA 3,5 SS R



1/3 DE CAÑA 3,5 SS B



RECTA 3,5 SS LC - AC




RECTA 3,5 SS AC




RECTA 3,5 SS ACB




RECTA 4,5 ANGOSTA SS AC




RECTA 4,5 ANCHA SS AC




RECTA 4,5 ANGOSTA SS ACB



RECTA 4,5 ANCHA SS ACB




RECTA 2,7 Ti ACB





PLACA 1/3 CAÑA 3,5 SS R

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 1,0 mm




Agujeros

Agujeros de Rama:
R (Agujero redondo)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm SS AR
Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS AR



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA 1/3 CAÑA 3,5 SS \(B / R\)](#)

ATRÁS



PLACAS

PLACA 1/3 CAÑA 3,5 SS R




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-1-1R3	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 3	37
P0-1-1R4	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 4	49
P0-1-1R5	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 5	61
P0-1-1R6	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 6	73
P0-1-1R7	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 7	85
P0-1-1R8	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 8	97
P0-1-1R9	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 9	109
P0-1-1R10	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 10	121
P0-1-1R11	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 11	133
P0-1-1R12	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 12	145
P0-1-1R14	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 14	169
P0-1-1R16	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 16	193

ATRÁS





PLACA 1/3 CAÑA 3,5 SS B

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 1,5 mm




Agujeros

Agujeros de Rama:
B (Bloqueados orificio redondo)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm SS AR
Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:


[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA 1/3 CAÑA 3,5 SS \(B / R\)](#)

ATRÁS



PLACAS

PLACA 1/3 CAÑA 3,5 SS B




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-2-1B4	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 4	51
P0-2-1B5	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 5	63
P0-2-1B6	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 6	75
P0-2-1B7	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 7	87
P0-2-1B8	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 8	99
P0-2-1B9	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 9	111
P0-2-1B10	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 10	123
P0-2-1B11	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 11	135
P0-2-1B12	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 12	147
P0-2-1B14	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 14	171
P0-2-1B16	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 16	195

ATRÁS





PLACA RECTA 3,5 SS LC - AC

[VER REFERENCIAS](#) 



Material: AISI 316L
Espesor: 3,0 mm



Bajos Contactos
en La Rama

Agujeros

Agujeros de Rama:
LC - AC (Autocompresiva Bidireccional)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm SS AR



ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA RECTA 3,5 SS \(AC / LC - AC\)](#)

ATRÁS



PLACAS

PLACA RECTA 3,5 SS LC - AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-3-1D4	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 4	52
P0-3-1D5	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 5	65
P0-3-1D6	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 6	78
P0-3-1D7	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 7	91
P0-3-1D8	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 8	104
P0-3-1D9	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 9	117
P0-3-1D10	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 10	130
P0-3-1D11	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 11	143
P0-3-1D12	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 12	156
P0-3-1D14	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 14	182
P0-3-1D16	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 16	208

PLACA RECTA 3,5 SS AC

[VER REFERENCIAS](#) 

Agujeros

Agujeros de Rama:
AC (Autocompresiva Dinámica)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm SS AR



Material: AISI 316L
Espesor: 3,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA RECTA 3,5 SS \(AC / LC – AC\)](#)

ATRÁS



PLACAS


PLACA RECTA 3,5 SS AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-4-1A4	Placa Recta 3,5 SS AC x 4	50
P0-4-1A5	Placa Recta 3,5 SS AC x 5	62
P0-4-1A6	Placa Recta 3,5 SS AC x 6	74
P0-4-1A7	Placa Recta 3,5 SS AC x 7	86
P0-4-1A8	Placa Recta 3,5 SS AC x 8	98
P0-4-1A9	Placa Recta 3,5 SS AC x 9	110
P0-4-1A10	Placa Recta 3,5 SS AC x 10	122
P0-4-1A11	Placa Recta 3,5 SS AC x 11	134
P0-4-1A12	Placa Recta 3,5 SS AC x 12	146
P0-4-1A14	Placa Recta 3,5 SS AC x 14	170
P0-4-1A16	Placa Recta 3,5 SS AC x 16	194

PLACA RECTA 3,5 SS ACB

VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 3,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 3,5 ACERO](#)
[PLACA RECTA 3,5 SS ACB](#)


Agujeros

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 3,5 mm SS AR
Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR




ATRÁS



PLACAS

PLACA RECTA 3,5 SS ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-7-1C4	Placa Recta 3,5 SS ACB x 4	58
P0-7-1C5	Placa Recta 3,5 SS ACB x 5	70
P0-7-1C6	Placa Recta 3,5 SS ACB x 6	82
P0-7-1C7	Placa Recta 3,5 SS ACB x 7	94
P0-7-1C8	Placa Recta 3,5 SS ACB x 8	106
P0-7-1C9	Placa Recta 3,5 SS ACB x 9	118
P0-7-1C10	Placa Recta 3,5 SS ACB x 10	130
P0-7-1C11	Placa Recta 3,5 SS ACB x 11	142
P0-7-1C12	Placa Recta 3,5 SS ACB x 12	154
P0-7-1C13	Placa Recta 3,5 SS ACB x 13	166
P0-7-1C14	Placa Recta 3,5 SS ACB x 14	178
P0-7-1C15	Placa Recta 3,5 SS ACB x 15	190
P0-7-1C16	Placa Recta 3,5 SS ACB x 16	202

PLACA RECTA 4,5 ANGOSTA SS AC

[VER REFERENCIAS](#) 

Agujeros

Agujeros de Rama:
AC (Autocompresiva Dinámica)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 4,5 mm SS AR




Material: AISI 316L
Espesor: 4,0 mm

[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)

PLACA RECTA 4,5 ANGOSTA SS AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-5-1A4	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 4	71
P0-5-1A5	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 5	87
P0-5-1A6	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 6	103
P0-5-1A7	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 7	119
P0-5-1A8	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 8	135
P0-5-1A9	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 9	151
P0-5-1A10	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 10	167
P0-5-1A11	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 11	193
P0-5-1A12	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 12	199
P0-5-1A14	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 14	231
P0-5-1A16	Placa Recta 4,5 Angosta SS AC x 16	263


ATRÁS




PLACA RECTA 4,5 ANCHA SS AC



VER REFERENCIAS 



Material: AISI 316L
Espesor: 4,5 mm



Agujeros

Agujeros de Rama:
AC (Autocompresiva Dinámica)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 4,5 mm SS AR




ATRÁS



PLACAS

PLACA RECTA 4,5 ANCHA SS AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-6-1A4	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 4	73,5
P0-6-1A5	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 5	89,5
P0-6-1A6	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 6	105,5
P0-6-1A7	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 7	121,5
P0-6-1A8	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 8	137,5
P0-6-1A9	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 9	153,5
P0-6-1A10	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 10	169,5
P0-6-1A11	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 11	185,5
P0-6-1A12	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 12	201,5
P0-6-1A13	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 13	217,5
P0-6-1A14	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 14	233,5
P0-6-1A15	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 15	249,5
P0-6-1A16	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 16	265,5
P0-6-1A17	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 17	281,5
P0-6-1A18	Placa Recta 4,5 Ancha SS AC x 18	297,5



[VER REFERENCIAS](#) 


Agujeros

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 4,5 mm SS AR
Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR



Material: AISI 316L
Espesor: 4,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 4,5 ACERO](#)
[SISTEMA DE PLACAS RECTAS 4,5 SS ACB](#)



Bajos Contactos
en La Rama

ATRAS



PLACAS


PLACA RECTA 4,5 ANGOSTA SS ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-8-1C4	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 4	78
P0-8-1C5	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 5	94
P0-8-1C6	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 6	110
P0-8-1C7	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 7	126
P0-8-1C8	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 8	142
P0-8-1C9	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 9	158
P0-8-1C10	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 10	174
P0-8-1C11	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 11	190
P0-8-1C12	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 12	206
P0-8-1C13	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 13	222
P0-8-1C14	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 14	238
P0-8-1C16	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 16	270

PLACA RECTA 4,5 ANCHA SS ACB



[VER REFERENCIAS](#) 



Material: AISI 316L
Espesor: 4,5 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 4,5 ACERO](#)
[SISTEMA DE PLACAS RECTAS 4,5 SS ACB](#)



Bajos Contactos
en La Rama


Agujeros

Agujeros de Rama:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

[Tornillo Cortical](#) 4,5 mm SS AR
Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR




[ATRÁS](#)



[PLACAS](#)

PLACA RECTA 4,5 ANCHA SS ACB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-9-1C5	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 5	103
P0-9-1C6	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 6	121
P0-9-1C7	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 7	139
P0-9-1C8	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 8	157
P0-9-1C9	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 9	175
P0-9-1C10	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 10	193
P0-9-1C11	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 11	211
P0-9-1C12	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 12	229
P0-9-1C13	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 13	247
P0-9-1C14	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 14	265
P0-9-1C15	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 15	283
P0-9-1C16	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 16	301

PLACA RECTA 2,7 Ti ACB

VER REFERENCIAS 

Agujeros

Agujeros de la Placa:

ACB (Auto compresivos bloqueados agujero Combinado)

Tornillos

Tornillo Cortical 2,4 mm Ti AR
Tornillo Bloqueado 2,4/2,7 mm Ti AR



Material: TI-6AL-4AV
Espesor: 2,0 mm

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:



[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[PLACA RECTA 2,7 Ti ACB](#)

Bajos Contactos
en La Rama

ATRÁS



PLACAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PLACAS	LONG. L (mm)
P0-21-2C4	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 4	44
P0-21-2C5	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 5	53
P0-21-2C6	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 6	62
P0-21-2C7	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 7	71
P0-21-2C8	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 8	80
P0-21-2C9	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 9	89
P0-21-2C10	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 10	98
P0-21-2C12	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 12	116

BLOQUEADO



CORTICAL



ESPONJOSO




FIJACIÓN EXTERNA



TRAUMA

CORTICAL 2,7



Torx T8

Cortical

Autoroscante

VER MÁS



CORTICAL 3,5



Hex 2,5


Cortical

Autoroscante

VER MÁS



CORTICAL 4,5



Hex 3,5


Cortical

Autoroscante

VER MÁS



CORTICAL 1,5



Torx T4


Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



CORTICAL 2,0



Torx T6


Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



CORTICAL 2,4/2,7



Torx T8

Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS




MINIFRAGMENTOS

TORNILLOS



TRAUMA

BLOQUEADO 2,4/2,7



Torx T8


Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



BLOQUEADO 3,5



Hex 2,5


Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



BLOQUEADO 5,0



Hex 3,5


Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



BLOQUEADO 1,5



Torx T4


Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



BLOQUEADO 2,0



Torx T6


Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



BLOQUEADO 2,4/2,7



Torx T8

Bloqueado

Autoroscante

VER MÁS



MINIFRAGMENTOS

TORNILLOS



ESPONJOSO 4,0



Hex 2,5


Esponjoso

Autoroscante

VER MÁS



ESPONJOSO 6,5



Hex 3,5

Esponjoso

Autoroscante

VER MÁS



ESPONJOSO CANULADO 4,0



Hex 2,5


Esponjoso

Autoperforante

VER MÁS



ESPONJOSO CANULADO 7,0



Hex 3,5


Esponjoso

Autoperforante


VER MÁS



RECTO Ø3,0 SS PT



RECTO Ø4,0 SS PE




RECTO Ø4,5 SS PE




RECTO Ø5,0 SS PE




CONICO Ø5,0 – 4,5 SS PE



RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE
Ø5,0 SS PT




RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE
Ø6,0 SS PT



ATRÁS





Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
2,4	1,7	1,8	Torx T8	Bloqueado	Autoroscante (AR)	Acero (1)
2,7	2,0	2,1				Titanio (2)


El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo **(1)** para Acero AISI 316L, **(2)** para Titanio TI-6AL-4AV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO 2,4	LONG. (L) mm
T1-424-1ART12	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 12	12,0
T1-424-1ART14	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 14	14,0
T1-424-1ART16	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 16	16,0
T1-424-1ART18	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 18	18,0
T1-424-1ART20	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 20	20,0
T1-424-1ART22	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 22	22,0
T1-424-1ART24	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 24	24,0
T1-424-1ART26	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 26	26,0
T1-424-1ART28	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 28	28,0
T1-424-1ART30	Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx x 30	30,0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO 2,7	LONG. (L) mm
T1-427-1ART12	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 12	12,0
T1-427-1ART14	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 14	14,0
T1-427-1ART16	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 16	16,0
T1-427-1ART18	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 18	18,0
T1-427-1ART20	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 20	20,0
T1-427-1ART22	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 22	22,0
T1-427-1ART24	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 24	24,0
T1-427-1ART26	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 26	26,0
T1-427-1ART28	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 28	28,0
T1-427-1ART30	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 30	30,0
T1-427-1ART35	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 35	35,0
T1-427-1ART40	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 40	40,0
T1-427-1ART45	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 45	45,0
T1-427-1ART50	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 50	50,0
T1-427-1ART55	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 55	55,0
T1-427-1ART60	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 60	60,0
T1-427-1ART65	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 65	65,0
T1-427-1ART70	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 70	70,0
T1-427-1ART75	Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 75	75,0

ATRÁS






Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
3,5	2,6	1,8	Hex 2,5	Bloqueado	Autoroscante (AR)	Acero (1) Titanio (2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO 3,5	LONG. (L) mm
T1-435-1ARH12	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 12	12,0
T1-435-1ARH14	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 14	14,0
T1-435-1ARH16	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 16	16,0
T1-435-1ARH18	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 18	18,0
T1-435-1ARH20	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 20	20,0
T1-435-1ARH22	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 22	22,0
T1-435-1ARH24	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 24	24,0
T1-435-1ARH26	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 26	26,0
T1-435-1ARH28	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 28	28,0
T1-435-1ARH30	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 30	30,0
T1-435-1ARH35	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 35	35,0
T1-435-1ARH40	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 40	40,0
T1-435-1ARH45	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 45	45,0
T1-435-1ARH50	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 50	50,0
T1-435-1ARH55	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 55	55,0
T1-435-1ARH60	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 60	60,0
T1-435-1ARH65	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 65	65,0
T1-435-1ARH70	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 70	70,0
T1-435-1ARH75	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 75	75,0
T1-435-1ARH80	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 80	80,0
T1-435-1ARH85	Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex x 85	85,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV

ATRÁS





Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
5,0	4,0	4,3	Hex 3,5	Bloqueado	Autoroscante (AR)	Acero (1) Titanio (2)


El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo **(1)** para Acero AISI 316L, **(2)** para Titanio TI-6AL-4AV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO 5,0	LONG. (L) mm
T1-450-1ARH20	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 20	20,0
T1-450-1ARH22	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 22	22,0
T1-450-1ARH24	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 24	24,0
T1-450-1ARH26	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 26	26,0
T1-450-1ARH28	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 28	28,0
T1-450-1ARH30	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 30	30,0
T1-450-1ARH32	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 32	32,0
T1-450-1ARH34	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 34	34,0
T1-450-1ARH36	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 36	36,0
T1-450-1ARH38	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 38	38,0
T1-450-1ARH40	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 40	40,0
T1-450-1ARH42	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 42	42,0
T1-450-1ARH44	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 44	44,0
T1-450-1ARH46	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 46	46,0
T1-450-1ARH48	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 48	48,0
T1-450-1ARH50	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 50	50,0
T1-450-1ARH55	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 55	55,0
T1-450-1ARH60	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 60	60,0
T1-450-1ARH65	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 65	65,0
T1-450-1ARH70	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 70	70,0
T1-450-1ARH75	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 75	75,0
T1-450-1ARH80	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 80	80,0
T1-450-1ARH85	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 85	85,0
T1-450-1ARH90	Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex x 90	90,0

ATRÁS



TORNILLO PIE - MANO BLOQUEADO 1,5 AR



Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
1,5	1,1	1,3	Torx T4	Bloqueado	Autoroscante (AR)	Titanio (2)


El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO 1,5	LONG. (L) mm
T1-215-2ART6	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 6	6,0
T1-215-2ART7	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 7	7,0
T1-215-2ART8	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 8	8,0
T1-215-2ART9	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 9	9,0
T1-215-2ART10	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 10	10,0
T1-215-2ART11	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 11	11,0
T1-215-2ART12	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 12	12,0
T1-215-2ART13	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 13	13,0
T1-215-2ART14	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 14	14,0
T1-215-2ART15	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 15	15,0
T1-215-2ART16	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 16	16,0
T1-215-2ART17	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 17	17,0
T1-215-2ART18	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 18	18,0
T1-215-2ART19	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 19	19,0
T1-215-2ART20	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 20	20,0
T1-215-2ART22	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 22	22,0
T1-215-2ART24	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 24	24,0
T1-215-2ART26	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 26	26,0
T1-215-2ART28	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 28	28,0
T1-215-2ART30	Tornillo Pie Mano Bloqueado 1,5 mm Ti SS AR Torx x 30	30,0

ATRAS



TORNILLO PIE - MANO BLOQUEADO 2,0 AR



Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
2,0	1,3	1,5	Torx T6	Bloqueado	Autoroscante (AR)	Titanio (2)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO 1,5	LONG. (L) mm
T1-220-2ART6	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 6	6,0
T1-220-2ART7	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 7	7,0
T1-220-2ART8	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 8	8,0
T1-220-2ART9	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 9	9,0
T1-220-2ART10	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 10	10,0
T1-220-2ART11	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 11	11,0
T1-220-2ART12	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 12	12,0
T1-220-2ART13	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 13	13,0
T1-220-2ART14	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 14	14,0
T1-220-2ART15	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 15	15,0
T1-220-2ART16	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 16	16,0
T1-220-2ART17	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 17	17,0
T1-220-2ART18	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 18	18,0
T1-220-2ART19	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 19	19,0
T1-220-2ART20	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 20	20,0
T1-220-2ART22	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 22	22,0
T1-220-2ART24	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 24	24,0
T1-220-2ART26	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 26	26,0
T1-220-2ART28	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 28	28,0
T1-220-2ART30	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,0 mm Ti SS AR Torx x 30	30,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV

ATRÁS



TORNILLO PIE - MANO BLOQUEADO 2,4/2,7 AR



Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
2,4	1,7	2,0	Torx T8	Bloqueado	Autoroscante (AR)	Acero (1)
2,7	2,0	2,1				Titanio (2)


El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo **(1)** para Acero AISI 316L, **(2)** para Titanio TI-6AL-4AV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO PIE - MANO 2,4	LONG. (L) mm
T2-224-2ART6	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 6	6,0
T2-224-2ART7	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 7	7,0
T2-224-2ART8	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 8	8,0
T2-224-2ART9	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 9	9,0
T2-224-2ART10	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 10	10,0
T2-224-2ART11	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 11	11,0
T2-224-2ART12	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 12	12,0
T2-224-2ART13	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 13	13,0
T2-224-2ART14	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 14	14,0
T2-224-2ART15	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 15	15,0
T2-224-2ART16	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 16	16,0
T2-224-2ART18	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 18	18,0
T2-224-2ART20	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 20	20,0
T2-224-2ART22	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 22	22,0
T2-224-2ART24	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 24	24,0
T2-224-2ART26	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 26	26,0
T2-224-2ART28	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 28	28,0
T2-224-2ART30	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,4 mm Ti SS AR Torx x 30	30,0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO BLOQUEADO PIE - MANO 2,7	LONG. (L) mm
T2-227-2ART6	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 6	6,0
T2-227-2ART7	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 7	7,0
T2-227-2ART8	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 8	8,0
T2-227-2ART9	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 9	9,0
T2-227-2ART10	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 10	10,0
T2-227-2ART11	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 11	11,0
T2-227-2ART12	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 12	12,0
T2-227-2ART13	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 13	13,0
T2-227-2ART14	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 14	14,0
T2-227-2ART15	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 15	15,0
T2-227-2ART16	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 16	16,0
T2-227-2ART18	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 18	18,0
T2-227-2ART20	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 20	20,0
T2-227-2ART22	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 22	22,0
T2-227-2ART24	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 24	24,0
T2-227-2ART26	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 26	26,0
T2-227-2ART28	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 28	28,0
T2-227-2ART30	Tornillo Pie Mano Bloqueado 2,7 mm Ti SS AR Torx x 30	30,0

ATRÁS






Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
2,7	1,9	2,0	Torx T8	Cortical	Autoroscante (AR)	Acero (1) Titanio (2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL 2,7	LONG. (L) mm
T1-127-2ART10	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 10	10,0
T1-127-2ART12	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 12	12,0
T1-127-2ART14	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 14	14,0
T1-127-2ART16	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 16	16,0
T1-127-2ART18	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 18	18,0
T1-127-2ART20	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 20	20,0
T1-127-2ART22	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 22	22,0
T1-127-2ART24	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 24	24,0
T1-127-2ART26	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 26	26,0
T1-127-2ART28	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 28	28,0
T1-127-2ART30	Tornillo Cortical 2,7 mm Ti AR Hex x 30	30,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV

ATRÁS






Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
3,5	2,4	2,5	Hex 2,5	Cortical	Autoroscante (AR)	Acero (1) Titanio (2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL 3,5	LONG. (L) mm
T1-135-1ART12	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 12	12,0
T1-135-1ART14	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 14	14,0
T1-135-1ART16	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 16	16,0
T1-135-1ART18	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 18	18,0
T1-135-1ART20	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 20	20,0
T1-135-1ART22	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 22	22,0
T1-135-1ART24	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 24	24,0
T1-135-1ART26	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 26	26,0
T1-135-1ART28	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 28	28,0
T1-135-1ART30	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 30	30,0
T1-135-1ART32	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 32	32,0
T1-135-1ART34	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 34	34,0
T1-135-1ART36	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 36	36,0
T1-135-1ART38	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 38	38,0
T1-135-1ART40	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 40	40,0
T1-135-1ART42	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 42	42,0
T1-135-1ART44	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 44	44,0
T1-135-1ART46	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 46	46,0
T1-135-1ART48	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 48	48,0
T1-135-1ART50	Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex x 50	50,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV

ATRÁS





Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
4,5	3,0	3,2	Hex 3,5	Cortical	Autoroscante (AR)	Acero (1)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL 4,5	LONG. (L) mm
T1-145-1ARH20	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 20	20,0
T1-145-1ARH22	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 22	22,0
T1-145-1ARH24	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 24	24,0
T1-145-1ARH26	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 26	26,0
T1-145-1ARH28	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 28	28,0
T1-145-1ARH30	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 30	30,0
T1-145-1ARH32	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 32	32,0
T1-145-1ARH34	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 34	34,0
T1-145-1ARH36	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 36	36,0
T1-145-1ARH38	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 38	38,0
T1-145-1ARH40	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 40	40,0
T1-145-1ARH42	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 42	42,0
T1-145-1ARH44	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 44	44,0
T1-145-1ARH46	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 46	46,0
T1-145-1ARH48	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 48	48,0
T1-145-1ARH50	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 50	50,0
T1-145-1ARH55	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 55	55,0
T1-145-1ARH60	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 60	60,0
T1-145-1ARH65	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 65	65,0
T1-145-1ARH70	Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex x 70	70,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV

ATRÁS



TORNILLO PIE - MANO CORTICAL 1,5 AR



Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
1,5	1,1	1,3	Torx T4	Cortical	Autoroscante (AR)	Acero (1) Titanio (2)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL 2,7	LONG. (L) mm
T2-115-2ART4	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 4	4,0
T2-115-2ART5	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 5	5,0
T2-115-2ART6	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 6	6,0
T2-115-2ART7	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 7	7,0
T2-115-2ART8	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 8	8,0
T2-115-2ART9	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 9	9,0
T2-115-2ART10	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 10	10,0
T2-115-2ART11	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 11	11,0
T2-115-2ART12	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 12	12,0
T2-115-2ART13	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 13	13,0
T2-115-2ART14	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 14	14,0
T2-115-2ART15	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 15	15,0
T2-115-2ART16	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 16	16,0
T2-115-2ART18	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 18	18,0
T2-115-2ART20	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 20	20,0
T2-115-2ART22	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 22	22,0
T2-115-2ART24	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 24	24,0
T2-115-2ART26	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 26	26,0
T2-115-2ART28	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 28	28,0
T2-115-2ART30	Tornillo Pie Mano Cortical 1,5 mm Ti AR Torx x 30	30,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV

ATRAS



TORNILLO PIE - MANO CORTICAL 2,0 AR



Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
2,0	1,3	1,5	Torx T6	Cortical	Autoroscante (AR)	Acero (1) Titanio (2)


El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (1) para Acero AISI 316L, (2) para Titanio TI-6AL-4AV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL 2,7	LONG. (L) mm
T2-120-2ART6	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 6	6,0
T2-120-2ART7	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 7	7,0
T2-120-2ART8	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 8	8,0
T2-120-2ART9	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 9	9,0
T2-120-2ART10	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 10	10,0
T2-120-2ART11	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 11	11,0
T2-120-2ART12	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 12	12,0
T2-120-2ART13	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 13	13,0
T2-120-2ART14	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 14	14,0
T2-120-2ART15	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 15	15,0
T2-120-2ART16	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 16	16,0
T2-120-2ART18	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 18	18,0
T2-120-2ART20	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 20	20,0
T2-120-2ART22	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 22	22,0
T2-120-2ART24	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 24	24,0
T2-120-2ART26	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 26	26,0
T2-120-2ART28	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 28	28,0
T2-120-2ART30	Tornillo Pie Mano Cortical 2,0 mm Ti AR Torx x 30	30,0

ATRÁS



TORNILLO PIE - MANO CORTICAL 2,4/2,7 AR



Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
2,4	1,6	1,8	Torx T8	Bloqueado	Autoroscante (AR)	Acero (1)
2,7	1,9	2,1				Titanio (2)


El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (1) para Acero AISI 316L, (2) para Titanio TI-6AL-4AV

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL PIE - MANO 2,4	LONG. (L) mm
T2-124-2ART6	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 6	6,0
T2-124-2ART7	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 7	7,0
T2-124-2ART8	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 8	8,0
T2-124-2ART9	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 9	9,0
T2-124-2ART10	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 10	10,0
T2-124-2ART11	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 11	11,0
T2-124-2ART12	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 12	12,0
T2-124-2ART13	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 13	13,0
T2-124-2ART14	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 14	14,0
T2-124-2ART15	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 15	15,0
T2-124-2ART16	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 16	16,0
T2-124-2ART18	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 18	18,0
T2-124-2ART20	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 20	20,0
T2-124-2ART22	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 22	22,0
T2-124-2ART24	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 24	24,0
T2-124-2ART26	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 26	26,0
T2-124-2ART28	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 28	28,0
T2-124-2ART30	Tornillo Pie Mano Cortical 2,4 mm Ti SS AR Torx x 30	30,0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL PIE - MANO 2,7	LONG. (L) mm
T2-127-2ART6	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 6	6,0
T2-127-2ART7	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 7	7,0
T2-127-2ART8	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 8	8,0
T2-127-2ART9	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 9	9,0
T2-127-2ART10	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 10	10,0
T2-127-2ART11	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 11	11,0
T2-127-2ART12	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 12	12,0
T2-127-2ART13	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 13	13,0
T2-127-2ART14	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 14	14,0
T2-127-2ART15	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 15	15,0
T2-127-2ART16	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 16	16,0
T2-127-2ART18	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 18	18,0
T2-127-2ART20	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 20	20,0
T2-127-2ART22	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 22	22,0
T2-127-2ART24	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 24	24,0
T2-127-2ART26	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 26	26,0
T2-127-2ART28	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 28	28,0
T2-127-2ART30	Tornillo Pie Mano Cortical 2,7 mm Ti SS AR Torx x 30	30,0

ATRAS





Ø CUERPO DE ROSCA	Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	TIPO DE ROSCA	MATERIA L
4,0	2,4	1,9	3,2	Hex 2,5	Cortical	Autoroscante (AR)	Parcial (RP)	Acero (1)

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO 4,0 RP	LONG. (L) mm	LONG. (RP)
T1-740-1RPARH12	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 12	12,0	8,0
T1-740-1RPARH14	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 14	14,0	
T1-740-1RPARH16	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 16	16,0	
T1-740-1RPARH18	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 18	18,0	10,0
T1-740-1RPARH20	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 20	20,0	
T1-740-1RPARH22	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 22	22,0	
T1-740-1RPARH24	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 24	24,0	16,0
T1-740-1RPARH26	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 26	26,0	
T1-740-1RPARH28	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 28	28,0	
T1-740-1RPARH30	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 30	30,0	
T1-740-1RPARH32	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 32	32,0	
T1-740-1RPARH34	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 34	34,0	
T1-740-1RPARH36	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 36	36,0	
T1-740-1RPARH38	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 38	38,0	
T1-740-1RPARH40	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 40	40,0	
T1-740-1RPARH42	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 42	42,0	
T1-740-1RPARH44	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 44	44,0	
T1-740-1RPARH46	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 46	46,0	
T1-740-1RPARH48	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 48	48,0	
T1-740-1RPARH50	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 50	50,0	
T1-740-1RPARH52	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 52	52,0	
T1-740-1RPARH54	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 54	54,0	
T1-740-1RPARH56	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 56	56,0	
T1-740-1RPARH58	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 58	58,0	
T1-740-1RPARH60	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 60	60,0	
T1-740-1RPARH62	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 62	62,0	
T1-740-1RPARH64	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 64	64,0	
T1-740-1RPARH66	Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex x 66	66,0	

RC: Rosca Completa
RP: Rosca Parcial

ATRAS



TORNILLO ESPONJOSO 6,5 AR



Ø CUERPO DE ROSCA	Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	TIPO DE ROSCA	MATERIAL
6,5	4,5	3,0	3,2	Hex 3,5	Cortical	Autoroscante (AR)	Parcial (RP) Completa (RC)	Acero (1)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO 6,5 RC	LONG. (L) mm
T1-765-1ARH30	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 30	30,0
T1-765-1ARH35	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 35	35,0
T1-765-1ARH40	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 40	40,0
T1-765-1ARH45	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 45	45,0
T1-765-1ARH50	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 50	50,0
T1-765-1ARH55	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 55	55,0
T1-765-1ARH60	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 60	60,0
T1-765-1ARH65	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 65	65,0
T1-765-1ARH70	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 70	70,0
T1-765-1ARH75	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 75	75,0
T1-765-1ARH80	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 80	80,0
T1-765-1ARH85	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 85	85,0
T1-765-1ARH90	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 90	90,0
T1-765-1ARH95	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 95	95,0
T1-765-1ARH100	Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS AR Hex x 100	100,0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO 6,5 (RP 16 MM)	LONG. (L) mm
T1-765-1R16ARH30	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 30	30,0
T1-765-1R16ARH35	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 35	35,0
T1-765-1R16ARH40	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 40	40,0
T1-765-1R16ARH45	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 45	45,0
T1-765-1R16ARH50	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 50	50,0
T1-765-1R16ARH55	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 55	55,0
T1-765-1R16ARH60	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 60	60,0
T1-765-1R16ARH65	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 65	65,0
T1-765-1R16ARH70	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 70	70,0
T1-765-1R16ARH75	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 75	75,0
T1-765-1R16ARH80	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 80	80,0
T1-765-1R16ARH85	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 85	85,0
T1-765-1R16ARH90	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 90	90,0
T1-765-1R16ARH95	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 95	95,0
T1-765-1R16ARH100	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 16 SS AR Hex x 100	100,0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO 6,5 (RP 32 MM)	LONG. (L) mm
T1-765-1R32ARH40	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 40	40,0
T1-765-1R32ARH45	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 45	45,0
T1-765-1R32ARH50	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 50	50,0
T1-765-1R32ARH55	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 55	55,0
T1-765-1R32ARH60	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 60	60,0
T1-765-1R32ARH65	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 65	65,0
T1-765-1R32ARH70	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 70	70,0
T1-765-1R32ARH75	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 75	75,0
T1-765-1R32ARH80	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 80	80,0
T1-765-1R32ARH85	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 85	85,0
T1-765-1R32ARH90	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 90	90,0
T1-765-1R32ARH95	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 95	95,0
T1-765-1R32ARH100	Tornillo Esponjoso 6,5 mm R. 32 SS AR Hex x 100	100,0



TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4,0 AP



Ø CUERPO DE ROSCA	Ø CUERPO	Ø NÚCLEO	Ø BROCA	Ø CÁNULA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	TIPO DE ROSCA	MATERIAL
4,0	2,7	2,5	3,2	1,2	Hex 2,5	Cortical	Autoperforante (AP)	Parcial (RP) Completa (RC)	Acero (1)

VER REFERENCIAS

ATRÁS



TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4,0 AP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4,0 RC	LONG. (L) mm
T1-940-1APH12	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 12	12,0
T1-940-1APH14	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 14	14,0
T1-940-1APH16	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 16	16,0
T1-940-1APH18	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 18	18,0
T1-940-1APH20	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 20	20,0
T1-940-1APH22	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 22	22,0
T1-940-1APH24	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 24	24,0
T1-940-1APH26	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 26	26,0
T1-940-1APH28	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 28	28,0
T1-940-1APH30	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 30	30,0
T1-940-1APH32	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 32	32,0
T1-940-1APH34	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 34	34,0
T1-940-1APH35	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 35	35,0
T1-940-1APH36	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 36	36,0
T1-940-1APH38	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 38	38,0
T1-940-1APH40	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 40	40,0
T1-940-1APH42	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 42	42,0
T1-940-1APH44	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 44	44,0
T1-940-1APH45	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 45	45,0
T1-940-1APH46	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 46	46,0
T1-940-1APH48	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 48	48,0
T1-940-1APH50	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 50	50,0
T1-940-1APH52	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 52	52,0
T1-940-1APH54	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 54	54,0
T1-940-1APH55	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 55	55,0
T1-940-1APH56	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 56	56,0
T1-940-1APH58	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 58	58,0
T1-940-1APH60	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 60	60,0
T1-940-1APH65	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 65	65,0
T1-940-1APH70	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 70	70,0
T1-940-1APH75	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 75	75,0
T1-940-1APH80	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS AP Hex x 80	80,0


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4,0 RP	LONG. (L) mm	LONG. (RP) mm
T1-940-1RPAPH12	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 12	12,0	6,0
T1-940-1RPAPH14	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 14	14,0	8,0
T1-940-1RPAPH16	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 16	16,0	10,0
T1-940-1RPAPH18	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 18	18,0	10,0
T1-940-1RPAPH20	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 20	20,0	10,0
T1-940-1RPAPH22	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 22	22,0	10,0
T1-940-1RPAPH24	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 24	24,0	10,0
T1-940-1RPAPH26	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 26	26,0	10,0
T1-940-1RPAPH28	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 28	28,0	10,0
T1-940-1RPAPH30	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 30	30,0	10,0
T1-940-1RPAPH32	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 32	32,0	10,0
T1-940-1RPAPH34	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 34	34,0	10,0
T1-940-1RPAPH35	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 35	35,0	10,0
T1-940-1RPAPH36	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 36	36,0	10,0
T1-940-1RPAPH38	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 38	38,0	10,0
T1-940-1RPAPH40	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 40	40,0	10,0
T1-940-1RPAPH42	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 42	42,0	10,0
T1-940-1RPAPH44	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 44	44,0	10,0
T1-940-1RPAPH45	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 45	45,0	10,0
T1-940-1RPAPH46	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 46	46,0	10,0
T1-940-1RPAPH48	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 48	48,0	10,0
T1-940-1RPAPH50	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 50	50,0	10,0
T1-940-1RPAPH52	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 52	52,0	10,0
T1-940-1RPAPH54	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 54	54,0	10,0
T1-940-1RPAPH55	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 55	55,0	10,0
T1-940-1RPAPH56	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 56	56,0	10,0
T1-940-1RPAPH58	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 58	58,0	10,0
T1-940-1RPAPH60	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 60	60,0	10,0
T1-940-1RPAPH65	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 65	65,0	10,0
T1-940-1RPAPH70	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 70	70,0	10,0
T1-940-1RPAPH75	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 75	75,0	10,0
T1-940-1RPAPH80	Tornillo Esponjoso Canulado 4,0 mm SS R. Parcial AP Hex x 80	80,0	10,0

ATRAS



RC: Rosca Completa
RP: Rosca Parcial

TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 7,0 AP



Ø CUERPO DE ROSCA	Ø CUERPO	Ø NÚCLEO	Ø BROCA	Ø CÁNULA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	TIPO DE ROSCA	MATERIAL
7,0	4,5	3,5	3,7	2,2	Hex 3,5	Cortical	Autoperforante (AP)	Parcial (RP)	Acero (1)

RC: Rosca Completa
RP: Rosca Parcial

ATRÁS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4,0 (RP 16 MM)	LONG. (L) mm
T1-970-1R16APH30	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 30	30,0
T1-970-1R16APH35	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 35	35,0
T1-970-1R16APH40	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 40	40,0
T1-970-1R16APH45	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 45	45,0
T1-970-1R16APH50	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 50	50,0
T1-970-1R16APH55	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 55	55,0
T1-970-1R16APH60	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 60	60,0
T1-970-1R16APH65	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 65	65,0
T1-970-1R16APH70	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 70	70,0
T1-970-1R16APH75	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 75	75,0
T1-970-1R16APH80	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 80	80,0
T1-970-1R16APH85	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 85	85,0
T1-970-1R16APH90	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 90	90,0
T1-970-1R16APH95	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 95	95,0
T1-970-1R16APH100	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 100	100,0
T1-970-1R16APH105	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 105	105,0
T1-970-1R16APH110	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 16 AP Hex x 110	110,0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 4,0 (RP 32 MM)	LONG. (L) mm
T1-970-1R32APH45	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 45	45,0
T1-970-1R32APH50	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 50	50,0
T1-970-1R32APH55	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 55	55,0
T1-970-1R32APH60	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 60	60,0
T1-970-1R32APH65	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 65	65,0
T1-970-1R32APH70	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 70	70,0
T1-970-1R32APH75	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 75	75,0
T1-970-1R32APH80	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 80	80,0
T1-970-1R32APH85	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 85	85,0
T1-970-1R32APH90	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 90	90,0
T1-970-1R32APH95	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 95	95,0
T1-970-1R32APH100	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 100	100,0
T1-970-1R32APH105	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 105	105,0
T1-970-1R32APH110	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 110	110,0
T1-970-1R32APH115	Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS R. 32 AP Hex x 115	115,0



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO CORTICAL	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO BLOQUEADO	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-430-1PT6010	Tornillo F.E Recto Cortical Ø3,0 SS PT 60x10	60,0	10,0	T3-730-1PT6010	Tornillo F.E Recto Bloqueado Ø3,0 SS PT 60x10	60,0	10,0
T3-430-1PT7025	Tornillo F.E Recto Cortical Ø3,0 SS PT 70x25	70,0	25,0	T3-730-1PT7025	Tornillo F.E Recto Bloqueado Ø3,0 SS PT 70x25	70,0	25,0
T3-430-1PT8015	Tornillo F.E Recto Cortical Ø3,0 SS PT 80x15	80,0	15,0	T3-730-1PT8015	Tornillo F.E Recto Bloqueado Ø3,0 SS PT 80x15	80,0	15,0
T3-430-1PT8020	Tornillo F.E Recto Cortical Ø3,0 SS PT 80x20	80,0	20,0	T3-730-1PT8020	Tornillo F.E Recto Bloqueado Ø3,0 SS PT 80x20	80,0	20,0
T3-430-1PT8030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø3,0 SS PT 80x30	80,0	30,0	T3-730-1PT8030	Tornillo F.E Recto Bloqueado Ø3,0 SS PT 80x30	80,0	30,0
T3-430-1PT10020	Tornillo F.E Recto Cortical Ø3,0 SS PT 100x20	100,0	20,0	T3-730-1PT10020	Tornillo F.E Recto Bloqueado Ø3,0 SS PT 100x20	100,0	20,0
T3-430-1PT10040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø3,0 SS PT 100x40	100,0	40,0	T3-730-1PT10040	Tornillo F.E Recto Bloqueado Ø3,0 SS PT 100x40	100,0	40,0






Ø CUERPO	TIPO DE ROSCA	Ø NUCLEO	PERFIL DE HERRAMIENTA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
4,0	Cortical	3,0	Acople Triangular	Punta Espada (PE)	Acero (1)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO CORTICAL	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-440-1PE6010	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 60x10	60,0	10,0
T3-440-1PE6020	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 60x20	60,0	20,0
T3-440-1PE8015	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 80x15	80,0	15,0
T3-440-1PE8020	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 80x20	80,0	20,0
T3-440-1PE8030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 80x30	80,0	30,0
T3-440-1PE10020	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 100x20	100,0	20,0
T3-440-1PE10040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 100x40	100,0	40,0
T3-440-1PE12030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 120x30	120,0	30,0
T3-440-1PE14030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 140x30	140,0	30,0
T3-440-1PE16030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 160x30	160,0	30,0
T3-440-1PE18030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,0 SS PE 180x30	180,0	30,0



TORNILLO F.E RECTO Ø4,5 SS PE




CÓDIGO 1/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO CORTICAL	LONG. (L)	LONG. (R)
T3-445-1PE10030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 100x30	100,0	30,0
T3-445-1PE10040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 100x40	100,0	40,0
T3-445-1PE10050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 100x50	100,0	50,0
T3-445-1PE12030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 120x30	120,0	30,0
T3-445-1PE12040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 120x40	120,0	40,0
T3-445-1PE12050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 120x50	120,0	50,0
T3-445-1PE12060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 120x60	120,0	60,0
T3-445-1PE15030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 150x30	150,0	30,0
T3-445-1PE15040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 150x40	150,0	40,0
T3-445-1PE15050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 150x50	150,0	50,0
T3-445-1PE15060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 150x60	150,0	60,0

CÓDIGO 2/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO CORTICAL	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-445-1PE16030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 160x30	160,0	30,0
T3-445-1PE16040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 160x40	160,0	40,0
T3-445-1PE16050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 160x50	160,0	50,0
T3-445-1PE16060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 160x60	160,0	60,0
T3-445-1PE18030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 180x30	180,0	80,0
T3-445-1PE18040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 180x40	180,0	40,0
T3-445-1PE18050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 180x50	180,0	50,0
T3-445-1PE18060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 180x60	180,0	60,0
T3-445-1PE18075	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 180x75	180,0	75,0
T3-445-1PE18090	Tornillo F.E Recto Cortical Ø4,5 SS PE 180x90	180,0	90,0

ATRAS






CÓDIGO 1/3	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO CORTICAL	LONG. (L)	LONG. (R)	CÓDIGO 2/3	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO CORTICAL	LONG. (L)	LONG. (R)	CÓDIGO 3/3	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO CORTICAL	LONG. (L)	LONG. (R)
T3-450-1PE10030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 100x30	100,0	30,0	T3-450-1PE15090	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 100x90	150,0	90,0	T3-450-1PE20050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 200x50	200,0	50,0
T3-450-1PE10040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 100x40	100,0	40,0	T3-450-1PE16030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 160x30	160,0	30,0	T3-450-1PE20060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 200x60	200,0	60,0
T3-450-1PE10050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 100x50	100,0	50,0	T3-450-1PE16040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 160x40	160,0	40,0	T3-450-1PE20075	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 200x75	200,0	75,0
T3-450-1PE10060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 100x60	100,0	60,0	T3-450-1PE16050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 160x50	160,0	50,0	T3-450-1PE20090	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 200x90	200,0	90,0
T3-450-1PE10075	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 100x75	100,0	75,0	T3-450-1PE18030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 180x30	180,0	30,0	T3-450-1PE22040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 220x40	220,0	40,0
T3-450-1PE12030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 120x30	120,0	30,0	T3-450-1PE18040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 180x40	180,0	40,0	T3-450-1PE22050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 220x50	220,0	50,0
T3-450-1PE12035	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 120x35	120,0	35,0	T3-450-1PE18050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 180x50	180,0	50,0	T3-450-1PE25030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 250x30	250,0	30,0
T3-450-1PE12040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 120x40	120,0	40,0	T3-450-1PE18060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 180x60	180,0	60,0	T3-450-1PE25040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 250x40	250,0	40,0
T3-450-1PE15030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 150x30	150,0	30,0	T3-450-1PE18075	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 180x75	180,0	75,0	T3-450-1PE25050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 250x50	250,0	50,0
T3-450-1PE15040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 150x40	150,0	40,0	T3-450-1PE18090	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 180x90	180,0	90,0	T3-450-1PE25060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 250x60	250,0	60,0
T3-450-1PE15050	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 150x50	150,0	50,0	T3-450-1PE20030	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 200x30	200,0	30,0	T3-450-1PE25075	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 250x75	250,0	75,0
T3-450-1PE15060	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 150x60	150,0	60,0	T3-450-1PE20040	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 200x40	200,0	40,0	T3-450-1PE25090	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 250x90	250,0	90,0
T3-450-1PE15075	Tornillo F.E Recto Cortical Ø5,0 SS PE 150x75	150,0	75,0								



TORNILLO F.E CONICO Ø5,0 – 4,5 SS PE



Ø CUERPO	TIPO DE ROSCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
5,0	Cónico Cortical	Acople Triangular	Punta Espada (PE)	Acero (1)


CÓDIGO 1/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E CONICO CORTICAL	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-1545-1PE10030	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 100x30	100,0	30,0
T3-1545-1PE10040	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 100x40	100,0	40,0
T3-1545-1PE10050	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 100x50	100,0	50,0
T3-1545-1PE10060	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 100x60	100,0	60,0
T3-1545-1PE10075	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 100x75	100,0	75,0
T3-1545-1PE15030	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 150x30	150,0	30,0
T3-1545-1PE15040	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 150x40	150,0	40,0
T3-1545-1PE15050	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 150x50	150,0	50,0
T3-1545-1PE15060	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 150x60	150,0	60,0
T3-1545-1PE15075	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 150x75	150,0	75,0
T3-1545-1PE15090	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 150x90	150,0	90,0
T3-1545-1PE20030	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 200x30	200,0	30,0

CÓDIGO 2/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E CONICO CORTICAL	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-1545-1PE20040	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 200x40	200,0	40,0
T3-1545-1PE20050	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 200x50	200,0	50,0
T3-1545-1PE20060	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 200x60	200,0	60,0
T3-1545-1PE20075	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 200x75	200,0	75,0
T3-1545-1PE20090	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 200x90	200,0	90,0
T3-1545-1PE25030	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 250x30	200,0	30,0
T3-1545-1PE25040	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 250x40	200,0	40,0
T3-1545-1PE25050	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 250x50	200,0	50,0
T3-1545-1PE25060	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 250x60	200,0	60,0
T3-1545-1PE25075	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 250x75	200,0	75,0
T3-1545-1PE25090	Tornillo F.E Cónico Cortical Ø5,0 - 4,5 SS PE 250x90	200,0	90,0

ATRAS



TORNILLO F.E RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE Ø5,0 SS PT




CÓDIGO 1/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-1050-1PT10030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 100x30	100,0	30,0
T3-1050-1PT10040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 100x40	100,0	40,0
T3-1050-1PT10050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 100x50	100,0	50,0
T3-1050-1PT10060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 100x60	100,0	60,0
T3-1050-1PT10075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 100x75	100,0	75,0
T3-1050-1PT10090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 100x90	100,0	90,0
T3-1050-1PT15030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 150x30	150,0	30,0
T3-1050-1PT15040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 150x40	150,0	40,0
T3-1050-1PT15050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 150x50	150,0	50,0
T3-1050-1PT15060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 150x60	150,0	60,0
T3-1050-1PT15075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 150x75	150,0	75,0
T3-1050-1PT15090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 150x90	150,0	90,0

CÓDIGO 2/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-1050-1PT20030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 200x30	200,0	30,0
T3-1050-1PT20040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 200x40	200,0	40,0
T3-1050-1PT20050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 200x50	200,0	50,0
T3-1050-1PT20060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 200x60	200,0	60,0
T3-1050-1PT20075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 200x75	200,0	75,0
T3-1050-1PT20090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 200x90	200,0	90,0
T3-1050-1PT25030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 250x30	250,0	30,0
T3-1050-1PT25040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 250x40	250,0	40,0
T3-1050-1PT25050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 250x50	250,0	50,0
T3-1050-1PT25060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 250x60	250,0	60,0
T3-1050-1PT25075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 250x75	250,0	75,0
T3-1050-1PT25090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø5,0 SS PT 250x90	250,0	90,0

ATRAS



TORNILLO F.E RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE Ø6,0 SS PT



CÓDIGO 1/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm	CÓDIGO 2/2	DESCRIPCIÓN TORNILLO F.E RECTO R. FINA TRANSFIXIANTE	LONG. (L) mm	LONG. (R) mm
T3-1060-1PT10030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 100x30	100,0	30,0	T3-1060-1PT20030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 200x30	200,0	30,0
T3-1060-1PT10040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 100x40	100,0	40,0	T3-1060-1PT20040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 200x40	200,0	40,0
T3-1060-1PT10050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 100x50	100,0	50,0	T3-1060-1PT20050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 200x50	200,0	50,0
T3-1060-1PT10060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 100x60	100,0	60,0	T3-1060-1PT20060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 200x60	200,0	60,0
T3-1060-1PT10075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 100x75	100,0	75,0	T3-1060-1PT20075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 200x75	200,0	75,0
T3-1060-1PT10090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 100x90	100,0	90,0	T3-1060-1PT20090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 200x90	200,0	90,0
T3-1060-1PT15030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 150x30	150,0	30,0	T3-1060-1PT25030	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 250x30	250,0	30,0
T3-1060-1PT15040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 150x40	150,0	40,0	T3-1060-1PT25040	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 250x40	250,0	40,0
T3-1060-1PT15050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 150x50	150,0	50,0	T3-1060-1PT25050	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 250x50	250,0	50,0
T3-1060-1PT15060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 150x60	150,0	60,0	T3-1060-1PT25060	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 250x60	250,0	60,0
T3-1060-1PT15075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 150x75	150,0	75,0	T3-1060-1PT25075	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 250x75	250,0	75,0
T3-1060-1PT15090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 150x90	150,0	90,0	T3-1060-1PT25090	Tornillo F.E Recto R. Fina Transfixiante Ø6,0 SS PT 250x90	250,0	90,0

ATRAS



LISO PUNTA TROCAR



LISO DOBLE PUNTA TROCAR



PUNTA ROSCADA TROCAR




PUNTA BROCA CON OJAL



Ø CUERPO

Material: AISI 316L
Tipo de Punta: Punta trocar (PT)

TIPO DE PUNTA



3 CORTES PT
(120°)

Ø CUERPO 1/3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PINES LISO PUNTA TROCAR	LONG. (L)
0,8	PI-08-1LT70	Pin 0,8 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-08-1LT150	Pin 0,8 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-08-1LT230	Pin 0,8 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-08-1LT300	Pin 0,8 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
1,0	PI-10-1LT70	Pin 1,0 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-10-1LT150	Pin 1,0 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-10-1LT230	Pin 1,0 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-10-1LT300	Pin 1,0 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
1,2	PI-12-1LT70	Pin 1,2 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-12-1LT150	Pin 1,2 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-12-1LT230	Pin 1,2 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-12-1LT300	Pin 1,2 mm SS Liso Punta Trocar x 250	300,0
1,5	PI-15-1LT70	Pin 1,5 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-15-1LT150	Pin 1,5 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-15-1LT230	Pin 1,5 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-15-1LT300	Pin 1,5 mm SS Liso Punta Trocar x 250	300,0

Ø CUERPO 2/3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PINES LISO PUNTA TROCAR	LONG. (L)
1,8	PI-18-1LT70	Pin 1,8 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-18-1LT150	Pin 1,8 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-18-1LT230	Pin 1,8 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-18-1LT300	Pin 1,8 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
	PI-18-1LT300	Pin 1,8 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
2,0	PI-20-1LT70	Pin 2,0 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-20-1LT150	Pin 2,0 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-20-1LT230	Pin 2,0 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-20-1LT300	Pin 2,0 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
	PI-20-1LT300	Pin 2,0 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
2,2	PI-22-1LT70	Pin 2,2 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-22-1LT150	Pin 2,2 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-22-1LT230	Pin 2,2 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-22-1LT300	Pin 2,2 mm SS Liso Punta Trocar x 250	300,0
	PI-22-1LT300	Pin 2,2 mm SS Liso Punta Trocar x 250	300,0
2,4	PI-24-1LT70	Pin 2,4 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-24-1LT150	Pin 2,4 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-24-1LT230	Pin 2,4 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-24-1LT300	Pin 2,4 mm SS Liso Punta Trocar x 250	300,0

Ø CUERPO 3/3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PINES LISO PUNTA TROCAR	LONG. (L)
2,5	PI-25-1LT70	Pin 2,5 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-25-1LT150	Pin 2,5 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-25-1LT230	Pin 2,5 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-25-1LT300	Pin 2,5 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
	PI-25-1LT300	Pin 2,5 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0
3,0	PI-30-1LT70	Pin 3,0 mm SS Liso Punta Trocar x 70	70,0
	PI-30-1LT150	Pin 3,0 mm SS Liso Punta Trocar x 150	150,0
	PI-30-1LT230	Pin 3,0 mm SS Liso Punta Trocar x 230	230,0
	PI-30-1LT300	Pin 3,0 mm SS Liso Punta Trocar x 300	300,0

PINES




PIN SS LISO DOBLE PUNTA TROCAR

Ø CUERPO



Material: AISI 316L
Tipo de Punta: Punta trocar (PT)

TIPO DE PUNTA



3 CORTES PT
(120°)



Ø CUERPO 1/1	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PINES LISO DOBLE PUNTA TROCAR	LONG. (L)
0,8	PI-08-1LDT150	Pin 0,8 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 150	150,0
	PI-08-1LDT230	Pin 0,8 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 230	230,0
	PI-08-1LDT300	Pin 0,8 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 300	300,0
1,0	PI-12-1LDT150	Pin 1,2 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 150	150,0
	PI-12-1LDT230	Pin 1,2 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 230	230,0
	PI-12-1LDT300	Pin 1,2 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 300	300,0
1,2	PI-12-1LDT150	Pin 1,2 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 150	150,0
	PI-12-1LDT230	Pin 1,2 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 230	230,0
	PI-12-1LDT250	Pin 1,2 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 300	300,0
2,0	PI-20-1LDT150	Pin 2,0 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 150	150,0
	PI-20-1LDT230	Pin 2,0 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 230	230,0
	PI-20-1LDT300	Pin 2,0 mm SS Liso Doble Punta Trocar x 300	300,0

PINES




PIN SS PUNTA ROSCADA TROCAR

Ø CUERPO

Material: AISI 316L
Tipo de Punta: Punta trocar (PT)

TIPO DE PUNTA

3 CORTES PT
(120°)



Ø CUERPO 1/1	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PINES PUNTA ROSCADA TROCAR	LONG. (L)
1,0	PI-10-1PRT150	Pin 1,0 mm SS Punta Roscada Trocar x 150	150,0
	PI-10-1PRT210	Pin 1,0 mm SS Punta Roscada Trocar x 210	210,0
2,0	PI-20-1PRT230	Pin 2,0 mm SS Punta Roscada Trocar x 230	230,0
	PI-20-1PRT250	Pin 2,0 mm SS Punta Roscada Trocar x 250	250,0
2,5	PI-25-1PRT250	Pin 2,5 mm SS Punta Roscada Trocar x 250	250,0
	PI-25-1PRT320	Pin 2,5 mm SS Punta Roscada Trocar x 320	320,0
	PI-25-1PRT330	Pin 2,5 mm SS Punta Roscada Trocar x 330	330,0
3,0	PI-30-1PRT300	Pin 3,0 mm SS Punta Roscada Trocar x 300	300,0
	PI-30-1PRT380	Pin 3,0 mm SS Punta Roscada Trocar x 380	380,0



PIN SS PUNTA BROCA CON OJAL


Ø CUERPO



Material: AISI 316L

Tipo de Punta: Punta Broca Con Ojal (PBO)

TIPO DE PUNTA




Ø CUERPO 1/1	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PINES PUNTA ROSCADA TROCAR	LONG. (L)
2,5	PI-25-1PBO150	Pin 2,5 mm SS Punta Broca Con Ojal x 150	150,0
	PI-25-1PBO230	Pin 2,5 mm SS Punta Broca Con Ojal x 230	230,0
	PI-25-1PBO300	Pin 2,5 mm SS Punta Broca Con Ojal x 300	300,0
	PI-25-1PBO350	Pin 2,5 mm SS Punta Broca Con Ojal x 350	350,0


PINES




SISTEMA DE PLACAS RADIO
DISTAL TI




PLACA RADIO CABEZA
PROXIMAL TI B




PLACA RECTA 2,7 Ti ACB



ACCESORIOS SISTEMA 2,4 / 2,7



SISTEMA DE PLACAS RADIO DISTAL Ti



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2

Placa Radio Distal Volar II Columna Ti AV

1	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x2	DER
2	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x3	
3	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x4	
4	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 19x6	
5	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x2	IZQ
6	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x3	
7	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x4	
8	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 19x6	
9	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x2	DER
10	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x3	
11	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x4	
12	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 22x6	
13	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x2	IZQ
14	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x3	
15	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x4	
16	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 22x6	
17	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x2	DER
18	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x3	
19	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x4	
20	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Der Ti AV 25x6	
21	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x2	IZQ
22	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x3	
23	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x4	
24	Placa Radio Distal Volar II Columna 2,7 Izq Ti AV 25x6	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/2

Placa Radio Distal Extrarticular Volar Ti AV

1	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 3x3	DER
2	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 3x5	
3	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 3x3	IZQ
4	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 3x5	
5	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 4x3	DER
6	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Der Ti AV 4x5	
7	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 4x3	IZQ
8	Placa Radio Distal Extrarticular Volar 2,7 Izq Ti AV 4x5	

Placa Radio Distal Dorsal en L Ti AV

9	Placa Radio Distal Dorsal en L 2,7 Der Ti AV 2x3	DER
10	Placa Radio Distal Dorsal en L 2,7 Der Ti AV 2x4	
11	Placa Radio Distal Dorsal en L 2,7 Izq Ti AV 2x3	IZQ
12	Placa Radio Distal Dorsal en L 2,7 Izq Ti AV 2x4	

Placa Radio Distal en T Meta-Diafisaria Ti AV

13	Placa Radio Distal en T Meta-Diafisaria 2,7 Ti AV 4x8	N/A
14	Placa Radio Distal en T Meta-Diafisaria 2,7 Ti AV 4x10	
15	Placa Radio Distal en T Meta-Diafisaria 2,7 Ti AV 4x12	


Placa Radio Distal Dorsal Recta Ti AV

16	Placa Radio Distal Dorsal Recta 2,7 Ti AV x 5	N/A
17	Placa Radio Distal Dorsal Recta 2,7 Ti AV x 6	

ATRÁS



PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL Ti B




CONTENIDO DE LA CAJA		
Placa Radio Cabeza Proximal Ti B		
1	Placa Radio Cabeza Proximal Der Ti B x 2	DER
2	Placa Radio Cabeza Proximal Der Ti B x 4	
3	Placa Radio Cabeza Proximal Izq Ti B x 2	IZQ
4	Placa Radio Cabeza Proximal Izq Ti B x 4	
Placa Radio Cuello Proximal Ti AV		
5	Placa Radio Cuello Proximal Ti AV x 2	N/A
6	Placa Radio Cuello Proximal Ti AV x 3	
7	Placa Radio Cuello Proximal Ti AV x 4	


ATRAS



PLACA RECTA 2,7 Ti ACB



CONTENIDO DE LA CAJA		
Placa Recta 2,7 Ti ACB		
1	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 4	N/A
2	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 5	
3	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 6	
4	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 7	
5	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 8	
6	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 9	
7	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 10	
8	Placa Recta 2,7 Ti ACB x 12	



ACCESORIOS DEL SISTEMA 2,4 / 2,7

Caja Tornillos 2,4 / 2,7 x 30 mm

1	Caja Tornillos Bloqueado 2,4 mm Ti AR Torx	1 Und
2	Caja Tornillos Bloqueado 2,7 mm Ti AR Torx	1 Und
3	Caja Tornillos Cortical 2,7 mm Ti AR Torx	1 Und

Caja Pines 12U x 230 mm

4	Caja Pines Set 2,4 / 2,7	1 Und
---	--------------------------	-------

ATRÁS




PLACA RECTA 3,5 SS (AC / LC – AC)




PLACA 1/3 CAÑA SS (B / R)



PLACA RECTA 3,5 SS ACB



PLACA TIBIA PROXIMAL
POSTERIOR MEDIAL 3,5 SS ACB




PLACA TIBIA PROXIMAL (MEDIAL
– LATERAL) 3,5 SS ACB




PLACA TIBIA DISTAL
ANTEROLATERAL 3,5 SS AV




PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL SIN
LENGUETA 3,5 SS AV




PLACA FIBULA DISTAL LATERAL SS
ACB



ACCESORIOS SISTEMA 3,5 ACERO



PLACA RECTA 3,5 SS (AC / LC – AC)



ATRAS



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2

Placa Recta 3,5 SS AC


1	Placa Recta 3,5 SS AC x 4	N/A
2	Placa Recta 3,5 SS AC x 5	
3	Placa Recta 3,5 SS AC x 6	
4	Placa Recta 3,5 SS AC x 7	
5	Placa Recta 3,5 SS AC x 8	
6	Placa Recta 3,5 SS AC x 9	
7	Placa Recta 3,5 SS AC x 10	
8	Placa Recta 3,5 SS AC x 11	
9	Placa Recta 3,5 SS AC x 12	
10	Placa Recta 3,5 SS AC x 14	
11	Placa Recta 3,5 SS AC x 16	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/2

Placa Recta 3,5 SS LC - AC

1	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 4	N/A
2	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 5	
3	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 6	
4	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 7	
5	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 8	
6	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 9	
7	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 10	
8	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 11	
9	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 12	
10	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 14	
11	Placa Recta 3,5 SS LC - AC x 16	

PLACA 1/3 CAÑA SS (B / R)




ATRAS



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2		
Placa 1/3 Caña 3,5 SS B		
1	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 4	N/A
2	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 5	
3	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 6	
4	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 7	
5	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 8	
6	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 9	
7	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 10	
8	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 11	
9	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 12	
10	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 14	
11	Placa 1/3 Caña 3,5 SS B x 16	
CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/2		
Placa 1/3 Caña 3,5 SS R		
1	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 4	N/A
2	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 5	
3	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 6	
4	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 7	
5	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 8	
6	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 9	
7	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 10	
8	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 11	
9	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 12	
10	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 14	
11	Placa 1/3 Caña 3,5 SS R x 16	

PLACA RECTA 3,5 SS ACB



CONTENIDO DE LA CAJA


Placa Recta 3,5 SS ACB

1	Placa Recta 3,5 SS ACB x 4	N/A
2	Placa Recta 3,5 SS ACB x 5	
3	Placa Recta 3,5 SS ACB x 6	
4	Placa Recta 3,5 SS ACB x 7	
5	Placa Recta 3,5 SS ACB x 8	
6	Placa Recta 3,5 SS ACB x 9	
7	Placa Recta 3,5 SS ACB x 10	
8	Placa Recta 3,5 SS ACB x 11	
9	Placa Recta 3,5 SS ACB x 12	
10	Placa Recta 3,5 SS ACB x 14	
11	Placa Recta 3,5 SS ACB x 16	

ATRÁS



PLACA TIBIA PROXIMAL POSTERIOR MEDIAL 3,5 SS ACB



Recta 3,5 SS AC

CONTENIDO DE LA CAJA


Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB

1	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 3	N/A
2	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 4	
3	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 5	
4	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 6	
5	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 7	
6	Placa Tibia Proximal Posterior Medial 3,5 SS ACB x 8	

ATRAS



PLACA TIBIA PROXIMAL (MEDIAL – LATERAL) 3,5 SS ACB



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2

Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 SS ACB

1	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Der SS ACB 4 x 4	Der
2	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Der SS ACB 4 x 6	
3	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Der SS ACB 4 x 8	
4	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Izq SS ACB 4 x 4	Izq
5	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Izq SS ACB 4 x 6	
6	Placa Tibia Proximal Lateral 3,5 Izq SS ACB 4 x 8	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/2


Placa Tibia Proximal Medial 3,5 SS ACB

1	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Der SS ACB 3 x 4	Der
2	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Der SS ACB 3 x 5	
3	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Der SS ACB 3 x 6	
4	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Der SS ACB 3 x 8	
5	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Izq SS ACB 3 x 4	Izq
6	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Izq SS ACB 3 x 5	
7	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Izq SS ACB 3 x 6	
8	Placa Tibia Proximal Medial 3,5 Izq SS ACB 3 x 8	

ATRAS



PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL 3,5 SS AV



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2

Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 SS AV

1	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV x 5	Der
2	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV x 8	
3	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV x 11	
4	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Der SS AV x 13	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/2


Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 SS AV

1	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV x 5	Izq
2	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV x 8	
3	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV x 11	
4	Placa Tibia Distal Anterolateral 3,5 Izq SS AV x 13	

ATRÁS



PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL SIN LENGÜETA 3,5 SS AV



CONTENIDO DE LA CAJA


Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 SS AV

1	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV x 5	Der
2	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV x 8	
3	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV x 11	
4	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Der SS AV x 13	
5	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV x 5	Izq
6	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV x 8	
7	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV x 11	
8	Placa Tibia Distal Medial Sin Lengüeta 3,5 Izq SS AV x 13	

ATRÁS



PLACA FIBULA DISTAL LATERAL SS ACB



CONTENIDO DE LA CAJA		
Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB		
1	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 2	N/A
2	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 3	
3	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 4	
4	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 5	
5	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 6	
6	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 7	
7	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 8	
8	Placa Fíbula Distal Lateral SS ACB x 9	

ACCESORIOS SISTEMA 3,5 ACERO



ACCESORIOS DEL SISTEMA 3,5 ACERO

Caja Tornillos 2,4 / 2,7 x 30 mm

1	Caja Tornillo Bloqueado 2,4 mm SS AR Torx	1 Und
---	---	-------

Caja Tornillos 3,5 mm x 85 mm

2	Caja Tornillo Bloqueado 3,5 mm SS AR Hex	1 Und
---	--	-------

3	Caja Tornillo Cortical 3,5 mm SS AR Hex	1 Und
---	---	-------

Caja Tornillos 4,0 mm x 60 mm

4	Caja Tornillo Esponjoso 4,0 mm SS R. Parcial AR Hex	1 Und
---	---	-------


Caja Pines 12U x 230 mm

5	Caja Pines Set 3,5 Acero	1 Und
---	--------------------------	-------


ATRAS




SISTEMA DE PLACAS CLAVICULA




SISTEMA DE PLACAS HUMERO DISTAL




PLACA HUMERO PROXIMAL 3,5 Ti ACB




PLACA CUBITO OLECRANON TI AV



ACCESORIOS SISTEMA 3,5 TITANIO





CONTENIDO DE LA CAJA

Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Ti AV

1	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV x 3	Der
2	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV x 4	
3	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV x 5	
4	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV x 6	
5	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV x 7	
6	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Der Ti AV x 8	
7	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV x 3	Izq
8	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV x 4	
9	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV x 5	
10	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV x 6	
11	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV x 7	
12	Placa Clavícula Superior Extensión Lateral 2,7 Izq Ti AV x 8	


Placa Clavícula Superior 3,5 Ti ACB

13	Placa Clavícula Superior 3,5 Der Ti ACB x 6	Der
14	Placa Clavícula Superior 3,5 Der Ti ACB x 7	
15	Placa Clavícula Superior 3,5 Der Ti ACB x 8	
16	Placa Clavícula Superior 3,5 Izq Ti ACB x 6	Izq
17	Placa Clavícula Superior 3,5 Izq Ti ACB x 7	
18	Placa Clavícula Superior 3,5 Izq Ti ACB x 8	

ATRÁS



SISTEMA DE PLACAS HUMERO DISTAL



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2

Placa Humero Distal Lateral 2,7 Ti AV

1	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV x 3	Der
2	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV x 5	
3	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV x 7	
4	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV x 9	
5	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Der Ti AV x 11	
6	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV x 3	Izq
7	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV x 5	
8	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV x 7	
9	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV x 9	
10	Placa Humero Distal Lateral 2,7 Izq Ti AV x 11	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/3

Placa Humero Distal Medial 2,7 Ti AV

1	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV x 4	Der
2	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV x 6	
3	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV x 8	
4	Placa Humero Distal Medial 2,7 Der Ti AV x 10	
5	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV x 4	Izq
6	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV x 6	
7	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV x 8	
8	Placa Humero Distal Medial 2,7 Izq Ti AV x 10	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 3/3


Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Ti AV

1	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV x 4	Der
2	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV x 7	
3	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV x 9	
4	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV x 11	
5	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV x 13	
6	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Der Ti AV x 15	Izq
7	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV x 4	
8	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV x 7	
9	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV x 9	
10	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV x 11	
11	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV x 13	
12	Placa Humero Distal Posterolateral 2,7 Izq Ti AV x 15	

ATRAS




PLACA HUMERO PROXIMAL 3,5 Ti ACB



Humero Proximal
3,5 Ti ACB


CONTENIDO DE LA CAJA		
Placa Humero Proximal 3,5 Ti ACB		
1	Placa Humero Proximal 3,5 Ti ACB x 2	N/A
2	Placa Humero Proximal 3,5 Ti ACB x 3	
3	Placa Humero Proximal 3,5 Ti ACB x 5	
4	Placa Humero Proximal 3,5 Ti ACB x 7	
5	Placa Humero Proximal 3,5 Ti ACB x 9	
6	Placa Humero Proximal 3,5 Ti ACB x 11	

PLACA CUBITO OLECRANON Ti AV



CONTENIDO DE LA CAJA		
Placa Cubito Olecranon Ti AV		
1	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 3	Der
2	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 5	
3	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 7	
4	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 9	
6	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 3	Izq
7	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 5	
8	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 7	
9	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 9	
10	Placa Cubito Olecranon Der Ti AV x 3	

ACCESORIOS SISTEMA 3,5 TITANIO



ACCESORIOS DEL SISTEMA 3,5 TITANIO

Caja Tornillos 2,4 / 2,7 x 75 mm

1	Caja Tornillo Bloqueado 2,7 mm Ti AR Torx	1 Und
---	---	-------

Caja Tornillos 3,5 mm x 50 mm

2	Caja Tornillo Bloqueado 3,5 mm Ti AR Hex	1 Und
---	--	-------

3	Caja Tornillo Cortical 3,5 mm Ti AR Hex	1 Und
---	---	-------

Caja Pines 12U x 230 mm


4	Caja Pines Set 3,5 Titanio	1 Und
---	----------------------------	-------

ATRAS




SISTEMA 4,5 ACERO


SISTEMA DE PLACAS SOSTEN SS ACB




SISTEMA DE PLACAS RECTAS 4,5 SS ACB




PLACA FEMUR LATERAL DISTAL
CONDILAR SS AV




PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 4,5 SS
ACB



ACCESORIOS SISTEMA 4,5 ACERO




SISTEMA DE PLACAS SOSTEN SS ACB



CONTENIDO DE LA CAJA		
Placa Sostén en T Recta SS ACB		
1	Placa Sostén en T Recta SS ACB 2 x 4	N/A
2	Placa Sostén en T Recta SS ACB 2 x 6	
3	Placa Sostén en T Recta SS ACB 2 x 8	
4	Placa Sostén en T Recta SS ACB 2 x 10	
Placa Sostén en L SS ACB		
13	Placa Sostén en L Der SS ACB 2 x 6	Der
14	Placa Sostén en L Der SS ACB 2 x 8	
15	Placa Sostén en L Der SS ACB 2 x 10	
16	Placa Sostén en L Izq SS ACB 2 x 6	Izq
17	Placa Sostén en L Izq SS ACB 2 x 8	
18	Placa Sostén en L Izq SS ACB 2 x 10	



SISTEMA DE PLACAS RECTAS 4,5 SS ACB



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2

Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB

1	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 5	N/A
2	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 6	
3	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 7	
4	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 8	
5	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 9	
6	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 10	
7	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 12	
8	Placa Recta 4,5 Ancha SS ACB x 14	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/2


Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB

1	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 4	N/A
2	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 5	
3	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 6	
4	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 7	
5	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 8	
6	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 9	
7	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 10	
8	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 12	
9	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 14	
10	Placa Recta 4,5 Angosta SS ACB x 16	

ATRAS



PLACA FEMUR LATERAL DISTAL CONDILAR SS AV



CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 1/2

Placa Fémur Lateral Distal Condilar SS AV

1	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV x 5	Der
2	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV x 7	
3	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV x 9	
4	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV x 11	
5	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV x 13	
6	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Der SS AV x 15	

CONTENIDO DE LA CAJA ENSAMBLE 2/2


Placa Fémur Lateral Distal Condilar SS AV

1	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV x 5	Izq
2	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV x 7	
3	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV x 9	
4	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV x 11	
5	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV x 13	
6	Placa Fémur Lateral Distal Condilar Izq SS AV x 15	

ATRÁS




PLACA TIBIA PROXIMAL LATERAL 4,5 SS ACB




CONTENIDO DE LA CAJA		
Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 SS ACB		
1	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 4	Der
2	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 6	
3	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 8	
4	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Der SS ACB 3 x 9	
5	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 4	Izq
6	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 6	
7	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 8	
8	Placa Tibia Proximal Lateral 4,5 Izq SS ACB 3 x 9	



ACCESORIOS SISTEMA 4,5 ACERO




ACCESORIOS DEL SISTEMA 3,5 TITANIO		
Caja Tornillos 4,5 x 70 mm		
1	Caja Tornillo Cortical 4,5 mm SS AR Hex	1 Und
Caja Tornillos 5,0 mm x 90 mm		
2	Caja Tornillo Bloqueado 5,0 mm SS AR Hex	1 Und
Caja Tornillos 7,0 mm x 110 mm		
3	Caja Tornillo Esponjoso 6,5 mm SS (R. 16/R. 32) AR Hex	1 Und
Caja Pines 12U x 230 mm		
4	Caja Pines Set 4,5 Acero	1 Und




ACCESORIOS DEL SISTEMA		
Caja Canulados 7,0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Caja Tornillos 7,0 mm x 110 mm		
11	Caja Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS (R. 16/R. 32) AP Hex	1 Und

ACCESORIOS DEL SISTEMA		
Caja Canulados 7,0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Caja Tornillos 7,0 mm x 110 mm		
11	Caja Tornillo Esponjoso Canulado 7,0 mm SS (R. 16/R. 32) AP Hex	1 Und


CLAVO IM FÉMUR PROXIMAL
TROCANTÉRICO TI - CORTO




CLAVO IM FÉMUR PROXIMAL
TROCANTÉRICO TI - LARGO



CLAVO IM FEMUR MULTI LOCK
RECONSTRUCCION TI



CLAVO IM TIBIA MULTILOCK TI




CLAVO IM FÉMUR PROXIMAL TROCANTERICO Ti - CORTO

[VER REFERENCIAS](#) 

FAMILIA DE CLAVOS Ø10 IZQ



Material: TI-6AL-4AV



Características


Clavo de fémur para fracturas proximales pertrocantericas, Intertrocantericas y subtrocantericas.

Agujero dinámico distal para reducción de fracturas de 5 mm.

Diseño de clavo canulado con doblez proximal de 5°, doblez anatómico del fémur para facilitar su inserción y fijación del clavo.

Tornillos

[Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti](#)
[Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti](#)
[Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti](#)





ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

CLAVO IM FEMUR PROXIMAL
TROCANTERICO TI - CORTOS

[ATRÁS](#)



CLAVO IM FÉMUR PROXIMAL TROCANTERICO Ti - CORTO



#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CLAVO IM TIBIA MULTI LOCK	Ø DISTAL	LONG. (L)
1	C25-1-2918	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø9 x 180	9	180
2	C25-1-2922	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø9 x 220		220
3	C25-1-2924	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø9 x 240		240
4	C25-1-29418	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø9,4 x 180	9,4	180
5	C25-1-29422	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø9,4 x 220		220
6	C25-1-29424	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø9,4 x 240		240
7	C25-1-21018	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø10 x 180	10	180
8	C25-1-21022	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø10 x 220		220
9	C25-1-21024	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø10 x 240		240
10	C25-1-21118	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø11 x 180	11	180
11	C25-1-21122	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø11 x 220		220
12	C25-1-21124	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø11 x 240		240
13	C25-1-21218	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø12 x 180	12	180
14	C25-1-21222	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø12 x 220		220
15	C25-1-21224	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti Ø12 x 240		240

ATRÁS



CLAVO IM FÉMUR PROXIMAL TROCANTERICO Ti - LARGO

VER REFERENCIAS 

Características


Clavo de fémur para fracturas proximales pertrocantericas, Intertrocantericas y subtrocantericas, así como también lesiones diafisarias o distales.

Agujero dinámico distal para reducción de fracturas de 5 mm.


Diseño de clavo canulado con doblez proximal de 5°, doblez anatómico y anterversión de 12° del fémur para facilitar su inserción y fijación del clavo.

Tornillos

[Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti](#)
[Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti](#)
[Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti](#)



FAMILIA DE CLAVOS Ø10 IZQ



Material: TI-6AL-4AV


ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

CLAVO IM FEMUR PROXIMAL
TROCANTERICO TI - LARGOS

ATRAS



CLAVO IM FÉMUR PROXIMAL TROCANTERICO Ti - LARGO





#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CLAVO IM TIBIA MULTI LOCK	SENTIDO	Ø DISTAL	LONG. (L)
1	C25-1R-29436	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø9,4 x 360	Der	9,4	360
2	C25-1R-29438	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø9,4 x 380			380
3	C25-1R-29440	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø9,4 x 400			400
4	C25-1R-21036	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø10 x 360	Der	10	360
5	C25-1R-21038	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø10 x 380			380
6	C25-1R-21040	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø10 x 400			400
7	C25-1R-21136	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø11 x 360	Der	11	360
8	C25-1R-21138	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø11 x 380			380
9	C25-1R-21140	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø11 x 400			400
10	C25-1R-21236	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø12 x 360	Der	12	360
11	C25-1R-21238	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø12 x 380			380
12	C25-1R-21240	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Der Ti Ø12 x 400			400
13	C25-1L-29436	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø9,4 x 360	Izq	9,4	360
14	C25-1L-29438	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø9,4 x 380			380
15	C25-1L-29440	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø9,4 x 400			400
16	C25-1L-21036	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø10 x 360	Izq	10	360
17	C25-1L-21038	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø10 x 380			380
18	C25-1L-21040	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø10 x 400			400
19	C25-1L-21136	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø11 x 360	Izq	11	360
20	C25-1L-21138	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø11 x 380			380
21	C25-1L-21140	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø11 x 400			400
22	C25-1L-21236	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø12 x 360	Izq	12	360
23	C25-1L-21238	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø12 x 380			380
24	C25-1L-21240	Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Izq Ti Ø12 x 400			400

ATRÁS





TAPON CIERRE CLAVO IM FÉMUR PROXIMAL TROCANTERICO Ti



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. L (mm)
C25-1-2T0	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 0	12,5
C25-1-2T5	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 5	17,5
C25-1-2T10	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 10	22,5
C25-1-215	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 15	27,5


**PRISIONERO CLAVO IM FÉMUR
PROXIMAL TROCANTERICO Ti**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. L (mm)
C25-1-2P	Prisionero Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti	18,85



HOJA HELIX CLAVO IM FEMUR PROXIMAL TROCANTERIECO Ti




L. CUERPO	Ø NUCLEO	Ø CANULA	PERFIL DE HERRAMIENTA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
12,0	10,5	3,5	Hex 4,5	Helicoidal Autoroscante (AR)	Titanio (2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. (L) mm
C25-1-2H70	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 70	70,0
C25-1-2H75	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 75	75,0
C25-1-2H80	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 80	80,0
C25-1-2H85	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 85	85,0
C25-1-2H90	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 90	90,0
C25-1-2H95	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 95	95,0
C25-1-2H100	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 100	100,0
C25-1-2H105	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 105	105,0
C25-1-2H110	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 110	110,0
C25-1-2H115	Hoja Hélix Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 115	115,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV



TORNILLO COMPRESION CLAVO IM FEMUR PROXIMAL TROCANTERIECO Ti




Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø CANULA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA ROSCA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
10,5	7,2	3,5	Hex 7,0	Cortical	Autoroscante (AR) Desenroscante (DR)	Titanio (2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. (L) mm
C25-1-2TC70	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 70	70,0
C25-1-2TC75	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 75	75,0
C25-1-2TC80	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 80	80,0
C25-1-2TC85	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 85	85,0
C25-1-2TC90	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 90	90,0
C25-1-2TC95	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 95	95,0
C25-1-2TC100	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 100	100,0
C25-1-2TC105	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 105	105,0
C25-1-2TC110	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 110	110,0
C25-1-2TC115	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 115	115,0
C25-1-2TC120	Tornillo Compresión Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 120	120,0

El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV



TORNILLO BLOQUEO CLAVO IM FEMUR PROXIMAL TROCANTERICO TI



Ø CUERPO	Ø NUCLEO	Ø BROCA	PERFIL DE HERRAMIENTA	FORMA DE LA CABEZA	TIPO DE PUNTA	MATERIAL
4,5	3,0	3,2	Hex 3,5	Cortical	Autoroscante (AR)	Acero (1)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TORNILLO CORTICAL 4,5	LONG. (L) mm
C25-1-2B25	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 25	25,0
C25-1-2B30	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 30	30,0
C25-1-2B35	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 35	35,0
C25-1-2B40	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 40	40,0
C25-1-2B45	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 45	45,0
C25-1-2B50	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 50	50,0
C25-1-2B55	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 55	55,0
C25-1-2B60	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 60	60,0
C25-1-2B65	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 65	65,0
C25-1-2B70	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 70	70,0
C25-1-2B75	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 75	75,0
C25-1-2B80	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 80	80,0
C25-1-2B85	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 85	85,0
C25-1-2B90	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 90	90,0
C25-1-2B95	Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Proximal Trocantérico Ti x 95	95,0


El numero resaltado en el código de producto se refiere al material de fabricación (T1-424-**1**ART12).
Siendo (**1**) para Acero AISI 316L, (**2**) para Titanio TI-6AL-4AV



CLAVO IM FÉMUR MULTI LOCK RECONSTRUCCION Ti

[VER REFERENCIAS](#) 

FAMILIA DE CLAVOS Ø10 DER



Material: TI-6AL-4AV

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[PLACA RECTA 2,7 Ti ACB](#)

[ATRÁS](#)



Características

Clavo de fémur con agujeros multi bloqueo para fracturas en el trocánter y la diáfisis por medio del bloqueo estándar o de reconstrucción.

Agujero dinámico distal para reducción de fracturas de 5 mm.


Diseño de clavo canulado con doblez proximal de 5° y doblez anatómico del fémur para facilitar su inserción y fijación del clavo.

Tornillos


Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur/Tibia Reconstrucción Ti

Tornillo Bloqueo Clavo IM Ti 4,5

Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstrucción Ti



CLAVO IM FÉMUR MULTI LOCK RECONSTRUCCION Ti





ATRAS



#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CLAVO IM TIBIA MULTI LOCK	SENTIDO	Ø DISTAL	LONG. (L)
1	C25-3R-294340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø9,4 x 340	Der	9,4	340
2	C25-3R-294360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø9,4 x 360			360
3	C25-3R-294380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø9,4 x 380			380
4	C25-3R-294400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø9,4 x 400			400
5	C25-3R-294420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø9,4 x 420	Der	10	420
6	C25-3R-210340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø10 x 340			340
7	C25-3R-210360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø10 x 360			360
8	C25-3R-210380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø10 x 380			380
9	C25-3R-210400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø10 x 400	Der	11	400
10	C25-3R-210420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø10 x 420			420
11	C25-3R-211340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø11 x 340			340
12	C25-3R-211360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø11 x 360			360
13	C25-3R-211380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø11 x 380	Der	12	380
14	C25-3R-211400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø11 x 400			400
15	C25-3R-211420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø11 x 420			420
16	C25-3R-212340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø12 x 340			340
17	C25-3R-212360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø12 x 360	Der	12	360
18	C25-3R-212380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø12 x 380			380
19	C25-3R-212400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø12 x 400			400
20	C25-3R-212420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Der Ti Ø12 x 420			420
21	C25-3L-294340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø9,4 x 340	Izq	9,4	340
22	C25-3L-294360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø9,4 x 360			360
23	C25-3L-294380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø9,4 x 380			380
24	C25-3L-294400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø9,4 x 400			400
25	C25-3L-294420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø9,4 x 420	Izq	10	420
26	C25-3L-210340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø10 x 340			340
27	C25-3L-210360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø10 x 360			360
28	C25-3L-210380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø10 x 380			380
29	C25-3L-210400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø10 x 400	Izq	11	400
30	C25-3L-210420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø10 x 420			420
31	C25-3L-211340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø11 x 340			340
32	C25-3L-211360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø11 x 360			360
33	C25-3L-211380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø11 x 380	Izq	12	380
34	C25-3L-211400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø11 x 400			400
35	C25-3L-211420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø11 x 420			420
16	C25-3L-212340	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø12 x 340			340
17	C25-3L-212360	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø12 x 360	Izq	12	360
18	C25-3L-212380	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø12 x 380			380
19	C25-3L-212400	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø12 x 400			400
20	C25-3L-212420	Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstructión Izq Ti Ø12 x 420			420

TAPON CIERRE CLAVO IM FÉMUR MULTI LOCK RECONSTRUCCION Ti




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. L (mm)
C25-3-2T0	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstrucción Ti x 0	12,5
C25-3-2T5	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstrucción Ti x 5	17,5
C25-3-2T10	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstrucción Ti x 10	22,5
C25-3-2T15	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstrucción Ti x 15	27,5
C25-3-2T20	Tapón Cierre Clavo IM Fémur Multi Lock Reconstrucción Ti x 20	32,5



[VER REFERENCIAS](#) 

FAMILIA DE CLAVOS Ø10



Material: TI-6AL-4AV

ESTE PRODUCTO HACE PARTE DE:

[SISTEMA 2,4 / 2,7](#)
[PLACA RECTA 2,7 Ti ACB](#)

[ATRÁS](#)



Características


Clavo de tibia con agujeros multi bloqueo para fracturas proximales, diafisarias y distales.

Agujero dinámico proximal para reducción de fracturas de 6 mm.


Diseño de clavo canulado con doblez proximal anatómico de 10° para facilitar su inserción.

Tornillos

Tornillo Bloqueo Clavo IM Fémur/Tibia Reconstrucción Ti
Tornillo Bloqueo Doble Núcleo Clavo IM Fémur/Tibia Ti



CLAVO IM TIBIA MULTILOCK Ti





#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CLAVO IM TIBIA MULTI LOCK	Ø PROXIMAL	Ø DISTAL	LONG. (L)
1	C26-4-284285	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø8,4 x 285	11	8,4	285
2	C26-4-284300	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø8,4 x 300			300
3	C26-4-284315	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø8,4 x 315			315
4	C26-4-284330	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø8,4 x 330			330
5	C26-4-284345	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø8,4 x 345			345
6	C26-4-284360	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø8,4 x 360			360
7	C26-4-284375	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø8,4 x 375			375
8	C26-4-29285	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø9 x 285	11	9	285
9	C26-4-29300	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø9 x 300			300
10	C26-4-29315	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø9 x 315			315
11	C26-4-29330	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø9 x 330			330
12	C26-4-29345	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø9 x 345			345
13	C26-4-29360	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø9 x 360			360
14	C26-4-29375	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø9 x 375			375
15	C26-4-210285	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø10 x 285	11	10	285
16	C26-4-210300	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø10 x 300			300
17	C26-4-210315	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø10 x 315			315
18	C26-4-210330	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø10 x 330			330
19	C26-4-210345	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø10 x 345			345
20	C26-4-210360	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø10 x 360			360
21	C26-4-210375	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø10 x 375			375
22	C26-4-211285	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø11 x 285	12	11	285
23	C26-4-211300	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø11 x 300			300
24	C26-4-211315	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø11 x 315			315
25	C26-4-211330	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø11 x 330			330
26	C26-4-211345	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø11 x 345			345
27	C26-4-211360	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø11 x 360			360
28	C26-4-211375	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø11 x 375			375
29	C26-4-212285	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø12 x 285	12	12	285
30	C26-4-212300	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø12 x 300			300
31	C26-4-212315	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø12 x 315			315
32	C26-4-212330	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø12 x 330			330
33	C26-4-212345	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø12 x 345			345
34	C26-4-212360	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø12 x 360			360
35	C26-4-212375	Clavo IM Tibia Multi Lock Ti Ø12 x 375			375

ATRAS



TAPON CIERRE CLAVO IM FÉMUR/TIBIA MULTI LOCK RECONSTRUCCION Ti



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. L (mm)
C51-1-2T0	Tapón Cierre Clavo IM Fémur/Tibia Multi Lock Reconstrucción Ti x 0	12,5
C51-1-2T5	Tapón Cierre Clavo IM Fémur/Tibia Multi Lock Reconstrucción Ti x 5	17,5
C51-1-2T10	Tapón Cierre Clavo IM Fémur/Tibia Multi Lock Reconstrucción Ti x 10	22,5
C51-1-2T15	Tapón Cierre Clavo IM Fémur/Tibia Multi Lock Reconstrucción Ti x 15	27,5

